



Philips VisaCare
Mikrodermabrazja

Zabiegi resurfacingu
z końcówkami do skóry wrażliwej
i norm.

SC6240/01

Bardziej jędrna i młodziej wyglądająca skóra

z systemem do mikrodermabrazji Philips VisaCare

Dodaj skórze energii i zachowaj jej naturalny, młodzieńczy wygląd dzięki podwójnemu systemowi Air Lift i systemowi złuszczenia, w jakie wyposażone jest urządzenie VisaCare. Masuje ono skórę i wspomaga krążenie krwi, usuwając jednocześnie martwe komórki naskórka i wspomagając naturalny proces odnowy komórek.

Technologia mikrodermabrazji

- Końcówka złuszcząca stymuluje proces odnowy komórek skóry
- System Air Lift łagodnie stymuluje mikrocyrkulację
- System DualAction Air Lift i system złuszczenia

Wygodne użytkowanie

- 5-minutowy zabieg, 2 razy w tygodniu
- Ładowanie przez noc wystarcza na 3 tygodnie użytkowania
- Bezprzewodowe użytkowanie

Bardziej jędrna i młodziej wyglądająca skóra

- Skóra staje się gładza, bardziej promienna i jędrna w ciągu 4–6 tygodni
- Młodziej wyglądająca skóra

Bezpieczne i delikatne działanie potwierdzone klinicznie

- Opracowane z udziałem doświadczonych dermatologów i innych specjalistów
- Do wszystkich typów skóry


PHILIPS

Zalety

Młodzięcy wygląd

Urządzenie do mikrodermabrazji Philips VisaCare stymuluje proces odnowy skóry (resurfacing), sprawiając, że staje się ona gładsza, bardziej jędrna i promienna.

Widoczne efekty




93% kobiet, które przetestowały produkt, od razu zauważyło większą gładkość skóry, a 84% przyznaje, że skóra jest bardziej promienna. Również 84% zauważyło, że skóra wygląda zdrowiej*.

System DualAction



Masuje skórę i wspomaga krążenie krwi, usuwając jednocześnie martwe komórki naskórka i wspomagając naturalny proces odnowy komórek.


System Air Lift



Masaż podciśnieniowy intensywnie stymuluje mikrocyrkulację. Skóra jest delikatnie podnoszona i rozciągana, aby umożliwić masowanie jej głębszych warstw. Krążenie krwi przyspiesza, co powoduje przenoszenie tlenu i składników odżywczych do powierzchni skóry, która zostaje zrewitalizowana.


Urządzenie VisaCare zostało zaprojektowane do masowania i rozciągania odpowiednich miejsc w celu stymulacji produkcji kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna w ciągu 4–6 tygodni.

Końcówka złuszczająca



Końcówka złuszczająca delikatnie usuwa zrogowaciałą warstwę naskórka (górną warstwę skóry) i sprawia, że naskórek staje się grubszy (druga warstwa skóry), dzięki czemu odkrywa skórę, która jest gładsza i wygląda bardziej promiennie. Delikatnie pozbywa się szorstkiej i łuszczącej się skóry skuteczniej i w bardziej kontrolowany sposób niż jest to możliwe ręcznie. Skóra jest stymulowana do odnowy komórek i staje się bardziej jędrna w ciągu 4–6 tygodni.

Do wszystkich typów skóry




Łagodne działanie urządzenia VisaCare zostało potwierdzone klinicznie. Urządzenie jest wyposażone w dwie końcówki do skóry o różnym stopniu wrażliwości (skóra wrażliwa i normalna). Zespół ekspertów w dziedzinie pielęgnacji zapewnia wskazówki, które pomogą osiągnąć najlepsze rezultaty.

Opracowane przez ekspertów

Urządzenie Philips VisaCare wykorzystuje technologię mikrodermabrazji często stosowaną w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie korzystać z niej w domu. Urządzenie Philips VisaCare zostało zaprojektowane we współpracy z doświadczonymi dermatologami i innymi specjalistami.

5-minutowy zabieg



Natychmiastowe rezultaty — 5-minutowy zabieg dwa razy w tygodniu. Gładka skóra o zdrowym blasku!

Dane techniczne

Cechy:

- Usuwanie martwych komórek naskórka: dzięki końcówce złuszczającej
- Stymulacja mikrocyrkulacji: dzięki systemowi Air Lift System™
- Pogrubianie naskórka: za sprawą działania systemu złuszczającego
- Kremy pielęgnacyjne: lepiej się wchłaniają, co potwierdza 87% użytkowników

Elementy zestawu

- Szczoteczka do czyszczenia: Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia VisaCare
- Indywidualnie dopasowane końcówki: Do skóry normalnej i wrażliwej
- Instrukcja użytkownika: Pełna instrukcja obsługi
- Etui do przechowywania: Do przechowywania, również podczas podróży
- Zasilacz: Zasilacz 100–240 V
- Ekskluzywna, wygodna podstawka: podstawka do ładowania i przechowywania

Obszary zastosowania

- Twarz i szyja

Moc

- Czas ładowania: 8 godzin
- Napięcie: 100–240 V
- Zasilanie: Akumulator
- Czas działania: 6 użyć po 5 minut

Serwis

- Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

- Wskaźnik akumulatora: podświetlana ikona
- Sieć bezprzewodowa: do 6 użyć bez potrzeby ponownego ładowania
- Indywidualnie dopasowane końcówki: Do skóry normalnej i wrażliwej
- Łatwa obsługa: Ergonomiczna i elegancka konstrukcja
- Ekskluzywna, wygodna podstawka: podstawka do ładowania i przechowywania



Data wydania 2024-01-04

Wersja: 4.4.1

EAN: 87 10103 68001 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Wyniki niezależnego testu przeprowadzonego na 75 kobietach przez 4 tygodnie zabiegów, Wielka Brytania, 2014 r.