

Philips Sonicare AirFloss
ソニックケア AirFloss

充電式
ノズル1本付属



HX8111/12

簡単な歯磨き方法

やさしく効果的に口の中の健康を改善

毎日のオーラルケアでフロスを使用していないと、歯間の細菌が取り除かれずに増殖するため、感染症の原因となります。ソニックケア エアフロスを使えば、面倒なフロスを使用しなくても歯間の奥まですっきりお手入れできます。

Achieve a 30-second clean

- ボタンを1回押すだけ、マウスのクリックと同じように簡単

お口の健康を増進

- 最大 99.9% の歯垢を除去

簡単：歯ぐきに当てて押すだけ

- タンクへの給水が簡単
- 当てやすいガイドランスチップ
- Microburst Technology によりボタンを押すだけで洗浄
- ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくい場所も簡単にお手入れ
- スリムで握りやすいハンドル
- 標準的なソニックケア充電器に対応
- 充電は2週間に一度

PHILIPS

sonicare

特長

Microburst Technology



Microburst Technology により加圧空気とミクロンの水滴を噴射して歯ブラシの届かない歯の隙間を洗浄

充電は 2 週間に一度



エアーフロスは、充電後 2 週間お使いいただけます。

ボタンを 1 回押すだけで簡単



ボタンを 1 回押せば、60 秒でお口の中がきれいに。

スリムで角度の付いたノズル



ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくい場所も簡単にお手入れ

ガイドチップ



歯の間に収まったと感じるまでガイドンスチップを歯と歯ぐきの境目に沿って滑らせてください。届きにくい奥歯にも簡単に当てられます。

タンクへの給水が簡単



タンクへの給水はごく少量で済みます。マウスウォッシュを入れれば、さらにお口の健康を改善することができます。

スリムで握りやすいハンドル




お口の隅々まで簡単に磨けます。

ソニックケア充電器に対応



1 つ充電器があれば複数のソニックケア製品を充電できます。

最大 99.9% の歯垢を除去



エアーフロスは圧縮空気を利用し、歯間に微細な水滴（またはマウスウォッシュ）を噴射して、最大 99% の歯垢を除去します。

仕様

電源

- 対応電圧 : 100-240V (海外電圧対応)

仕様

- 使用時間 : 6 ヶ月に一度ノズルを交換
- バッテリー : 充電式
- 使用時間 : 2 週間またはお口全体に 14 回の使用
- 充電時間 : 24 hour(s)

サービス

- 本体保証 : 2 年間保証

使いやすさ

- 充電表示ランプ : 電源ボタンのライトが点滅して充電時期をお知らせ
- ハンドル : スリムなデザイン



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023-01-25

バージョン : 2.0.1

© 2023 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 手磨きだけと比較した場合