

PHILIPS

sonicare

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

HealthyWhite

3 režimai

1 šepetėlio galvutė

HX6721/35



Baltesni ir sveikesni dantys

Išskirtinis šepetėlis – baltesni dantys

Visiems patinka balta ir spindinti šypsena. Leiskite jūsų dantims spindėti natūraliu baltumu. Įrodyta, kad reguliariai naudojant elektrinį šepetėlį „Sonicare HealthyWhite“ „Clean & White“ režimu kasdienės dėmės pašalinamos vos per dvi savaites.

Proven to improve oral health

- Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog valo saugiai ir švelniai
- Natūraliai baltesni dantys su patentuota „Sonic“ technologija

Guides you to follow dental recommendations

- „Quadpacer“ laikmatis skatina kruopštų valymą
- Dviejų minučių laikmatis padeda užtikrinti rekomenduojamą valymo laiką

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

- Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų
- Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti galinius dantis

Offers a customized brushing experience

- Lengvos pradžios programa skirta pritaikyti „Sonicare“ patirtį
- Įrodyta, kad „Clean“ ir „White“ režimas pašalina apnašas
- „Clean“ režimas: standartinis 2 minučių režimas
- „Sensitive“ režimas: švelnus dantų ir dantenuų valymas

Ypatybės

Natūraliai baltesni dantys




Įrodyta, kad dėl šio šepetėlio dinaminio valymo ir didesnio tiesioginio sąlyčio su kiekvienu dantimi pašalinamos kasdienės apnašos, o dantys išlieka natūraliai balti.

„Clean“ režimas


Išskirtiniam valymui kiekvieną dieną. Padeda išlaikyti dantis baltus.

Švelnus dantų ir dantenų valymas



„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis su „Sensitive“ režimu: švelnus, bet kruopštus valymas jautrioms dantenoms

„Clean“ ir „White“ režimai



2 minučių „Clean“ režimas su 30 papildomų sekundžių „White“ režimu svarbiausias priekiniams dantims. Pašalina kasdienes

kavos, arbatos, tabako ir raudono vyno dėmes. Pabalina dantis 2 atspalviais vos per 2 savaites.*

„Quadpacer“



30 sek. laikmatis perspėja, kada baigiate valyti kiekvieną burnos vietą ir duoda signalą judėti pirmyn bei kruopščiau valyti visą burną

Technologija „Sonic“



Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Philips Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei dantenas.

Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio galvutė



Unikaliu kampu pakreipta dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti krūminius dantis ir pašalinti apnašas sunkiai pasiekiamose vietose.

„SmarTimer“ laikmatis




„Philips Sonicare“ elektrinio dantų šepetėlio 2 minučių laikmatis padeda užtikrinti dantų gydytojų rekomenduojamą valymo trukmę

Saugiai ir švelniai



„Philips Sonicare“ elektrinis šepetėlis švelniai valo dantis su kabėmis (šepetėlių galvutės susidėvi greičiau, kai naudojamos dantims su kabėmis valyti), yra saugus valant dantų rekonstrukcijas (plombas, karūnelės, apvalkalus) ir periodonto „kišenes“.

Lengvos pradžios programa



Palaipsniui didina galią per pirmuosius 14 naudojamų, kad palengvintų prisitaikymą prie „Philips Sonicare“



Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Levandų

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 3 savaičių**

Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 3 savaičių**

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlės: 1 „HealthyWhite“

Šepetėlių galvutės: 1 „DiamondClean“

standartinė

Kelioninis dėklas: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Padeda pagerinti dantų higieną

„Performance“: Pašalina iki 90 % dėmių*

Balinamoji nauda: 2 atspalviais baltesni dantys

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

„Sensitive“: Švelnus dantų ir dantenuų valymas

„Clean“ ir „White“: 2 min. „Clean“ + 30 s.

„White“

