

Philips Sonicare  
„AirFloss Pro/Ultra“ –  
tarpdančių valymo  
prietaisas

w/ „HealthyWhite+“  
w/ 1 antgalis ir 1 šepetėlio galvutė



HX8492/46

## Užtikrintai sveikesnės dantenos per 2 savaites\*

Sukurta nenuosekliai naudojantiems tarpdančių siūlą

Nereguliariai naudojantiems tarpdančių siūlą „AirFloss Pro/Ultra“\*\*\*\*\* antgalis – lengviausias būdas veiksmingai išvalyti tarpdančius. „AirFloss Pro/Ultra“ gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba vandeniu; klinikiniais tyrimais įrodyta, kad jis veiksmingai išvalo tarpdančius ir pagerina dantenu sveikatą.\*\*

### Improves oral health

- Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai taip pat veiksminga kaip ir tarpdančių siūlas, o jūs galėsite džiaugtis sveikomis dantenomis\*\*
- Pašalina iki 99,9 % apnašų\*\*\*
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse

### Provides a superior clean

- Rinkitės iš 2 režimų 3 intensyvumų nustatymų

### Superior technology

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Efektyvus antgalis
- Pritaikomi trijų pliūpsnių nustatymai


### The easiest way to effectively clean between teeth

- Išvalo per 60 sekundžių: nukreipkite, paspauskite, valykite!
- Lengvas būdas išsiugdyti sveiką įprotį

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Ypatybės

### 2 režimai, 3 intensyvumo nustatymai



Su „HealthyWhite+“ valykitės taip, kaip patinka. Pagerinkite valymąsi naudodami 3 intensyvumo nustatymus ir 2 režimus, kad patenkintumėte balinimo ir valymo poreikius. Rinkitės valymo režimą, norėdami išskirtinio apnašų šalinimo per 2 min., ir balinamąjį, norėdami šalinti kavos arba arbatos dėmes bei pašviesinti dantis iki 2 atspalvių vos per 2 savaites.

### Pašalina iki 99,9 % apnašų




„AirFloss Ultra“ gydomose zonose pašalina iki 99,9 % apnašų.\*\*

### Mikrolašelių technologija




Kliniškai patvirtinti rezultatai gauti pritaikius unikalią technologiją, kai naudojant orą ir burnos skalavimo skystį arba vandenį švelniai išvalomi tarpdančiai ir sritis prie dantenu.

### Išsiugdykite sveiką įprotį



Tarpdančių valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss Ultra“ lengvai išvalysite giliose tarpdančiuose esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį.

### Sveikesnės dantenos



Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojant „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ dantenos yra sveikesnės, kaip ir naudojant tarpdančių siūlą.\*\* Sveikesnės dantenos per dvi savaites.

### Išvalo vos per 60 sekundžių



Naudodami „AirFloss Ultra“ visą burną išvalysite greičiau nei per 60 sekundžių. Pasirinkite purškimo dažnumą (vienas, du arba trys) ir laikykite nuspauštą įjungimo mygtuką, jei norite naudoti nuolatinio automatinio pliūpsnio funkciją, arba nuspauskite ir atleiskite, jei norite naudoti rankinio pliūpsnio režimą.

### Padeda išvengti ertmių




Su „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ antgaliu švelniai išvalysite apnašas, kurių nepasiekėte šepetėliu, todėl tarpdančiuose nesiformuos ertmės.

### Efektyvus antgalis



Naujasis „AirFloss Ultra“ antgalis valo dar stipresniu oro ir mikrolašelių srautu, todėl jis yra itin efektyvus ir ekonomišką.

### Trijų pliūpsnių pritaikymas



„AirFloss Ultra“ antgalio purškimo galingumą galite reguliuoti taip, kaip jums patinka. Galite rinktis, kad spustelėjus įjungimo mygtuką būtų purškama vieną, du arba tris kartus.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta

## Maitinimas

- Įtampa: 110–220 V, Kelių įtampų kroviklis

## Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 3 savaičių\*\*
- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Įkrovos laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

## Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Baterijos indikatorius: Rankenos LED rodo įkrovimo lygį. Indikatorius parodo baterijos įkrovą
- Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
- Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti
- Baterijos naudojimo laikas: 1–3 savaitės\*\*\*\*\*
- Valymo laikas: Iki 3 savaičių\*\*

## Pridėti priedai

- Įkroviklis: 1
- Rankenėlė: 1 „HealthyWhite+“

- Šepetėlių galvutės: 1 „DiamondClean“ standartinė
- Rankena „AirFloss Ultra“: 1
- Antgalis „AirFloss Ultra“: 1

## Valymo veiksmingumas

- Greitis: Iki 31 000 šepetėlio judesių per min.
- „Performance“: Pašalina iki 99,9 % apnašų\*\*
- Nauda sveikatai: Visą burną išvalysite per 60 sekundžių, Pagerinkite dantų sveikatą per 2 savaites\*, Pagerina dantų sveikatą vos per dvi savaites
- Klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai: Toks pat veiksmingumas, kaip ir tarpdančių siūlas, sveikesnės dantenos, mažiau apnašų, mažiau kraujuojančios dantenos
- Tinkinami nustatymai: Automatinis arba rankinis įpurškimas, Vienas / dvigubas / trigubas įpurškimas\*\*\*
- Geriausiems rezultatams: Keiskite antgalį kas 6 mėnesius
- Balinamoji nauda: 2 atspalviais baltesni dantys vos per 2 savaites
- Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai

## Režimai

- „Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
- 3 intensyvumo nustatymai: Aukštas, Žemas, Vidutinis
- Balta: Pašalina paviršines dėmes



Išleidimo data 2023-01-14

Versija: 2.2.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* arba sugrąžinsime pinigus

\*\* Iš gydytų vietų; tyrimas atliktas laboratorijoje, individualūs rezultatai gali skirtis

\*\* pacientai, turintys nedidelį arba vidutinį dantų uždegimą, naudojo kartu su įprastu dantų šepetėliu ir antibakteriniu burnos skalavimo skysčiu; „AirFloss“ skirtas žmonėms, kurie tarpdančius valo nereguliariai, įprasti prie kasdienės tarpdančių valymo procedūros. Daugiau informacijos rasite palaikymo skirtuke, klausimuose ir atsakymuose.

\*\*\* „AirFloss Ultra“ ir „Pro“ yra tie patys gaminiai, tačiau gali būti skirtingai vadinami atsižvelgiant į šalį ar informacijos kanalą.

\*\*\*\* priklausomai nuo naudojamo įpurškimo nustatymo