

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

3100 series

Звукова технологія

Датчик тиску

QuadPacer та Smartimer

Тонка ергономічна конструкція



HX3675/13



Прощавай, звичайна зубна щітка! Привіт, звукова технологіє!

Усуває до 3 разів більше нальоту*

Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втрічі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.

Створено для вас

- Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки
- Тривалий ресурс батареї – 14 днів
- Ергономічний дизайн дозволяє легко тримати й використовувати зубну щітку
- Прощавай, адаптере. Привіт, USB.

Чистить зуби краще

- Оптимізуйте чищення за допомогою Smartimer та QuadPacer

Легкий перехід до Sonicare

- Легкий старт для полегшення переходу

Захищає ваші ясна


- Вбудований датчик тиску захищає зуби та ясна

Забезпечує чудове чищення

- До 3 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*
- Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно


Основні особливості

Вдосконалена технологія Sonicare



Потужні вібрації щетинок запускають мікробульбашки глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для освіжаючого відчуття. Ви отримаєте два місяці чистення вручну всього за 2 хвилини.** 31000 рухів щітки за хвилину обережно чистять зуби, руйнують наліт і видаляють його для виняткової щоденної чистоти.

Видаляє наліт утричі краще*



Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.

Захищає ваші ясна



Вбудований датчик тиску автоматично визначає ваш натиск, попереджає вас і автоматично зменшує вібрацію зубної щітки для захисту ясен. Зубна щітка

подаватиме пульсуючий звук як нагадування для полегшення тиску. 7 з 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

SmartTimer та QuadPacer



2-хвилинний SmartTimer та 30-секундний QuadPacer сприяють чистенню усіх ділянок рота протягом рекомендованого періоду часу для повноцінного чистення.

Створено для вас



Тонкий, легкий та ергономічний дизайн дозволяє легко тримати й використовувати зубну щітку для вражаючого чистення без зусиль.

Нагадування про заміну BrushSync



Із часом всі насадки для щітки зношуються, тому ви захочете стежити за своєю насадкою для забезпечення чудового чистення. Наша технологія

BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чистення. Нагадування про заміну BrushSync на ручці та короткий звуковий сигнал попереджає про необхідність заміни.

Легкий старт



Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чистення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

Тривалий ресурс батареї



Ресурс батареї становить 14 днів, тому повторне заряджання не потрібне довгий час.

Прощай, адаптере. Привіт, USB.

Адаптери джерела живлення можуть здаватися невеликими, але в сукупності використана в них пластмаса значно впливає на довкілля. Перейшовши на зарядний пристрій USB лише для Philips Sonicare серії 1000–4000, ми зможемо зменшувати використання пластмаси на 189 210 кг кожні 4 роки. Сильно, чи не так?

Специфікації

Потужність

Напруга: 5 В постійного струму

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 14 днів*****

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Білий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки

Нагадування про заміну BrushSync: Нагадування про заміну. Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки. Піктограма нагадування світиться, для завжди найкращих результатів

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 2 насадки для щітки C1 ProResults

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 2

Ручка: 2 серії 3100

Ефективність чищення

Швидкість: До 31 000 рухів щітки на хвилину

Ефективність: Усуває до 3 разів більше нальоту*

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібує, попереджаючи користувача

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Технологія інтелектуальних датчиків

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

