

Philips Sonicare AirFloss  
牙縫清潔機 - 充電式

可重複充電  
連 1 個噴嘴



HX8111/02

## Philips AirFloss - 簡單的牙線使用方式

輕柔有效地改善口腔健康

如果您不習慣在口腔清潔時使用牙線，那麼您就無法有效清除齒間牙菌。Philips Sonicare AirFloss 牙縫清潔機可協助您每日深入清理牙齒口腔，又毋須使用牙線之麻煩。

### Achieve a 30-second clean

- 簡單按鍵設計；和使用滑鼠一樣容易

### 證實可改善口腔健康

- 可清除高達 99.9% 牙菌膜

### 簡單：對準按下即可

- 可輕鬆注滿的儲水槽
- 簡易放置的導向式噴嘴
- Microburst 技術，只要按壓一下即可進行清潔
- 修長、角度造型的噴嘴，就算是難以接觸的牙縫隙部位也可輕鬆清理
- 修長、容易拿握的把手
- 可使用標準 Sonicare 充電器
- 兩星期充電一次

**PHILIPS**  
sonicare

牙縫清潔機 - 充電式  
可重複充電 連 1 個噴嘴

HX8111/02

## 產品特點

### Microburst 技術



Microburst 技術運用空氣結合水滴技術噴洗牙縫，能有效清潔牙縫間牙刷刷不到的部位

### 導向式噴嘴



只要簡單地將導向式噴嘴沿著牙齦滑動，直到噴嘴在牙齒之間即可。對準方式容易，就算是難以觸及的後排牙齒也可輕鬆清潔。

### 可使用 Sonicare 充電器



所有 Sonicare 產品皆可共用一個充電器。

### 簡單按鍵設計




簡單按鍵設計，只要 60 秒即可輕鬆清潔牙齒。

### 可輕鬆注滿的儲水槽



只需使用少量水注入儲水槽即可。灌入漱口水，牙齒護理更健康。

### 可清除高達 99.9% 牙菌膜



AirFloss 利用空氣結合水滴或漱口水可清除高達 99% 的齒間牙菌膜\*

### 修長、角度造型的噴嘴



修長、角度造型的噴嘴，就算是難以接觸的牙縫隙部位也可輕鬆清理

### 修長、容易拿握的把手



可輕鬆在口腔內移動。

### 兩星期充電一次

Philips AirFloss 可持續兩星期充電一次。

# 規格

## 電源

- 電壓：世界通用充電器

## 技術規格

- 電池：可重複充電
- 操作時間（從完全充電到沒電）：2 星期或 14 次全口腔使用
- 操作時間：每 6 個月更換一次噴嘴
- 充電時間：24 hour(s)

## 服務

- 保用：2 年有限保養

## 方便易用

- 手柄：人體工學設計
- 電量指示燈：閃爍的電源按鈕亮燈提示充電。



出版日期 2023-01-14

版本：2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 與單使用手動式牙刷比較