



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Irygator doustny

Technologia Quad Stream

Praca cicha jak szept
Pulsacyjne fale wskazują kierunek
ruchu



HX3904/30

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach*

Rewolucja w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych dla zdrowych dziąseł

Irygator Philips Sonicare Power Flosser to rewolucja w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych dzięki niepowtarzalnym funkcjom umożliwiającym pacjentom osiągnięcie nowego poziomu czystości oraz zachęcającym ich do regularnego czyszczenia zębów.

Nowy poziom czyszczenia

- 4 programy czyszczenia, 10 poziomów intensywności
- Łatwy do napełnienia zbiornik o pojemności 600 ml
- Poręczny futerał na nasadki
- Wygodny uchwyt magnetyczny z automatycznym wyłączeniem
- Nasadka F1Standard do standardowego czyszczenia
- Nasadka F3 Quad Stream zapewnia maksymalne pokrycie
- Quad Stream — gwarancja dokładnego czyszczenia
- Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba
- Wyjątkowo cicha praca irygatora zapewnia świetne rezultaty bez przeszkadzania innym

PHILIPS
sonicare

Zalety

Dokładne czyszczenie

Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza cztery szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz brzegów dziąseł.

Prowadzi Cię od zęba do zęba



Krótkie przerwy między impulsami czyszczącymi sygnalizują, aby przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej i zapewnić czystość całej jamy ustnej.

Praca cicha jak szept



Dyskretne czyszczenie, dzięki któremu można osiągać świetne rezultaty bez przeszkadzania innym

4 programy, 10 poziomów intensywności




Teraz możesz cieszyć się czyszczeniem dostosowanym do swoich potrzeb. Tryb Clean wykorzystuje ciągły strumień wody idealny do codziennego czyszczenia. Tryb Deep Clean charakteryzuje się działaniem impulsowym zapewniającym dokładniejsze czyszczenie. Tryb Sensitive sprawdzi się w przypadku nadwrażliwych dziąseł, a tryb Massage łagodzi nieprzyjemne odczucia i stymuluje linię dziąseł. Możesz dostosować intensywność czyszczenia, którą sygnalizują diody LED, do swoich potrzeb.

Nasadka F3 Quad Stream



Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza 4 szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia*. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. *W porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro

Nasadka F1Standard



Standardowa nasadka gwarantuje dogłębne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych w celu usunięcia płytki nazębnej i osadu

Wygodny uchwyt magnetyczny



Po zakończeniu czyszczenia wystarczy jedynie odwieść końcówkę na prostym w obsłudze magnetycznym uchwycie — końcówka automatycznie się wyłączy.

Zbiornik 600 ml



Zbiornik 600 ml może pomieścić ilość wody wystarczającą na jedno czyszczenie. Aby ponownie napełnić zbiornik, wystarczy go wyjąć, włączyć wodę i umieścić go z powrotem.

Poręczny futerał na nasadki

Dodatkowe nasadki można przechowywać w higieniczny sposób wewnątrz poręcznego i stylowego futerału.

Dane techniczne

Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Serwis

- Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Elementy zestawu

- Nasadka F1Standard: 1
- Nasadka F3 Quad Stream: 1

- Power Flosser: 1

- Futerał do przechowywania nasadek: 1

Skuteczność czyszczenia

- Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej*

Tryby

- Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
- Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie
- Poziomy intensywności: 10
- Masaż: Pobudzający masaż
- Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie zębów i dziąseł



Data wydania 2023-11-07

Wersja: 4.4.1

EAN: 87 10103 94718 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach w warunkach badań laboratoryjnych. Rzeczywiste rezultaty mogą się różnić.