

PHILIPS

sonicare

Іригатор порожнини рота

Power Flosser 7000

Технологія Quad Stream

Тихий дизайн

Імпульсні хвилі спрямовують вас



HX3904/30



Видалення до 99,9% нальоту з оброблених ділянок*

Чищення зубною ниткою по-новому для чудового стану ясен

Завдяки відмінним особливостям, які надають пацієнтам новий рівень чистоти та забезпечують тривалу відповідність нормам, нова система Philips Sonicare Power Flosser є майбутнім чищення зубною ниткою.

New level clean


- 4 режими чищення міжзубних проміжків, 10 рівнів інтенсивності
- Резервуар ємністю 600 мл, який легко наповнювати
- Компактний футляр для насадок
- Проста магнітна док-станція з автоматичним вимкненням
- Насадка F1 Standard для регулярного чищення
- Насадка F3 Quad Stream для максимального покриття
- Технологія Quad Stream для швидкого та ефективного очищення міжзубних проміжків
- Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave спрямовує вас від зуба до зуба
- Тиша для чудових результатів без перешкоджання іншим

Основні особливості

Для ретельного чищення

Унікальна хрестоподібна насадка Quad Stream очищає ефективніше завдяки хрестоподібному потоку води у чотирьох напрямках, охоплює максимальну площу міжзубних проміжків та ясен.

Спрямовує від зуба до зуба



Ніжні імпульси води під час чищення спрямовують вас від зуба до зуба в режимі ретельного чищення для завжди правильного результату.

Тихий дизайн



Розроблено для непомітного чищення. Ваші пацієнти отримують чудові результати, не заважаючи іншим.

4 режими, 10 рівнів інтенсивності



Пацієнти отримують догляд, який враховує усі їхні потреби. Режим чищення забезпечує безперервний потік для ефективного щоденного чищення; режим


Ретельного чищення використовує імпульси різної інтенсивності для ретельнішого догляду; Чутливий режим надзвичайно лагідний для чутливих ясен; режим Масаж заспокоює і стимулює ясна. Для досягнення максимального комфорту пацієнти мають змогу налаштувати режими власноруч, використовуючи світлодіодний дисплей як вказівник.

Насадка F3 Quad Stream



Для максимального покриття та надзвичайно ретельного чищення використовуйте насадку Quad Stream, яка концентрує воду у чотири широкі потоки між зубами та вздовж лінії ясен. Насадка з м'якої гуми ніжна до ясен. Кожна насадка легко встановлюється.

Насадка F1 Standard



Насадка Standard призначена для інтенсивного чищення між зубами і видалення нальоту та залишків їжі.

Проста магнітна док-станція



Після закінчення процедури чищення пацієнт просто встановлює ручку на магнітну док-станцію. Ручка автоматично переходить з режиму паузи в режим вимкнення.

Резервуар ємністю 600 мл



Резервуар ємністю 600 мл з кришкою, яка легко відкривається, вміщає достатню кількість води для однієї процедури чищення. Щоб долити води, просто вийміть, наповніть і встановіть назад на місце.

Компактний футляр для насадок

Пацієнти можуть зберігати додаткові насадки у гігієнічному середовищі компактного і стильного футляру для насадок.

Специфікації

Потужність

Напруга: Зарядний пристрій для різної напруги

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

Елементи в комплекті

Насадка F1 Standard: 1

Насадка F3 Quad Stream: 1

Іригатор Power Flosser: 1

Футляр для зберігання насадки: 1

Ефективність чищення

Ефективність: Видалення до 99,9% нальоту*

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Ретельне чищення+: Для освіжаючого ретельного чищення

Масаж: Бадьорий масаж

Рівні інтенсивності: 10

Чутливий режим: Лагідне чищення зубів та ясен

