



Philips Sonicare F1
Standard nozzle
Nastavek za ustni izpiralnik

2 nastavka



HX3042/00

Močan curek vode

Za redno čiščenje

Za redno čiščenje zob uporabljajte standardni nastavek, ki z enim curkom vode odstranjuje ostanke hrane in temeljito očisti medzobne prostore.

An effortless clean with advanced technology

- Standardni nastavek F1 za redno čiščenje
- Vodilna konica zagotavlja pravilno namestitvev

PHILIPS
sonicare

Nastavek za ustni izpiralnik
2 nastavka

Specifikacije

Združljivost

- Združljivo z: vsemi čistilniki medzobnih prostorov Philips Sonicare

Enostavna uporaba

- Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev
- Menjava nastavka: Vsake 6 mesece, za dobro

higieno

Priloženi predmeti

- Standardni nastavek F1: 2

HX3042/00

Značilnosti

Močan curek vode



Za redno čiščenje zob uporabljajte standardni nastavek, ki z enim curkom vode odstranjuje ostanke hrane in temeljito očisti medzobne prostore.

Vodilna konica



S tankim kotnim nastavkom in vodilno konico je lažje najti pravi položaj. Konico nastavka postavite tik nad robom dlesni, nežno pritisnite, tako da se konica nastavka dotika roba dlesni in zob, in se pomikajte od zoba do zoba.



Datum izdaje 2023-07-18

Različica: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com