

Philips Sonicare
Boquilla AirFloss Ultra

1 boquilla



HX8481/05

Un triple chorro para encías más saludables

Es eficaz en el caso de aquellos que utilizan poco el hilo dental

Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, AirFloss Ultra**** es la manera más sencilla de limpiar entre los dientes con eficacia. AirFloss Ultra se puede usar con agua o con un enjuague bucal, y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías**.

Mejora la higiene bucal del paciente

- Se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías**
- Ayuda a evitar las caries entre los dientes
- Elimina hasta el 99,9% de la placa***

Tecnología superior

- Boquilla de alto rendimiento
- Tecnología de aire y microgotas
- Ajuste personalizable de triple chorro

La manera más eficaz de limpiar entre los dientes

- Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes
- Tardarás solo 60 segundos: apunta, pulsa y limpia.
- Fresco y limpio con enjuague bucal

PHILIPS
sonicare

Destacados

Elimina hasta el 99,9% de la placa




AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9% de la placa de las zonas tratadas.**

Tecnología de microgotas



Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de manera potente y suave entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Una sencilla forma de empezar



La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss Ultra, un 96% de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss Ultra cuatro o más veces a la semana.

Encías más sanas



Se demostró clínicamente que Philips Sonicare AirFloss Ultra mejora la salud de las encías tanto como el hilo dental**. Ayuda a mejorar la salud de las encías en tan solo dos semanas.

Limpia en solo 60 segundos



Con AirFloss Ultra, los pacientes solo tardarán 60 segundos al día en limpiar toda su boca. Solo deben seleccionar la frecuencia de descarga deseada (única, doble o triple) y mantener pulsado el botón de activación para emitir ráfagas de forma continua o pulsarlo y soltarlo para utilizar el modo de ráfaga manual.

Fresco y limpio con enjuague bucal



Los pacientes pueden utilizarlo con enjuague bucal para disfrutar la experiencia de frescor definitiva y las ventajas antimicrobianas.

Ayuda a evitar las caries




Philips Sonicare AirFloss Ultra remueve suavemente el sarro que el cepillado no eliminó para evitar que se formen caries en los espacios interdentales de los pacientes.

Boquilla de alto rendimiento



La nueva boquilla de alto rendimiento AirFloss Ultra amplifica la potencia de nuestra tecnología de aire y microgotas para que sea más eficaz y eficiente que nunca.

Personalización de triple chorro



La potente pulverización de AirFloss Ultra se puede personalizar según el gusto del paciente, con uno, dos o tres chorros en cada pulsación del botón de activación.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Gris

Energía

- Voltaje: Cargador multivoltaje

Especificaciones técnicas

- Batería: Recargable
- Tipo de batería: Iones de litio
- Tiempo de carga: Carga completa en 24 horas

Servicio

- Garantía: Garantía limitada de dos años

Facilidad de uso

- Accesorio de boquilla: Se pone y se quita fácilmente

Fácil de usar

- Indicador de batería: Los indicadores LED del mango muestran el nivel de carga
- Mango: Diseño delgado y ergonómico
- Duración de la batería: 1-3 semanas****

Piezas incluidas

- Cargador: 1
- Mango AirFloss Ultra: 1
- Boquilla AirFloss Ultra: 1

Rendimiento de limpieza

- Para obtener mejores resultados: Sustituya la boquilla cada 6 meses

Limpieza

- Rendimiento: Elimina hasta un 99.9% de placa**
- Beneficios para la salud: Limpia toda la boca en 60 segundos, Mejora la salud de las encías en 2 semanas*
- Resultados clínicamente probados: Tan eficaz como el hilo dental, para mejorar la salud de las encías, para reducir la placa, para reducir el sangrado de las encías
- Ajustes personalizables: Chorro automático o manual, Chorro sencillo, doble o triple***



Fecha de publicación
2023-02-01

Versión: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Cuando se utiliza en conjunto con un cepillo manual y enjuagues antibacteriales en pacientes con la gingivitis leve a moderada. AirFloss Ultra se diseñó para ayudar a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable en aquellas personas que utilizan el hilo dental de forma inconstante. Para obtener más información, visite www.philips.com/airfloss/faq.

** *** Las versiones de AirFloss Ultra y Pro son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.

* **** Según la configuración de chorro utilizada