

# PHILIPS

Spazzolino elettrico

Philips One by  
Sonicare

One significa migliore pulizia

One significa movimento

One significa semplicità

One significa più colori



HY1200/05



## One per la tua pulizia dei denti

Il nuovo spazzolino elettrico One migliora la pulizia dei denti per un sorriso più bianco e splendente. Puoi portarlo con te ovunque. Il suo design elegante e leggero lo rende lo spazzolino ideale. Devi solo scegliere il colore del tuo One.

### **Pulizia migliore**

- Buone vibrazioni

### **Fuori casa**

- Custodia da viaggio da portare sempre con te

### **Pratica**

- Semplifica la routine con la guida alla pulizia
- Una ricarica, un mese di utilizzo
- Mantieni lo spazzolino come nuovo

### **Più colori**

- Un colore per ogni stile

# In evidenza

## Buone vibrazioni



Pensa a One come a uno spazzolino manuale che agisce più efficacemente e velocemente. 13.000 microvibrazioni al minuto e setole sagomate puliscono delicatamente i denti per un sorriso più bianco e luminoso.

## One è sempre con te



One è pensato per essere portato fuori casa e per offrirti quella sensazione di pulito ovunque. È elegante e leggero e si adatta perfettamente a una custodia da viaggio compatta.

## Routine semplice




A volte, abbiamo tutti bisogno di essere un po' guidati. Lo spazzolino One emette un segnale ogni 30 secondi, indicandoti quando passare all'area successiva della bocca. Un segnale di durata maggiore, emesso a 2 minuti, ti consente di sapere quando la pulizia è terminata.

## Un colore per ogni stile



Da nero a glitterato, da bianco neve a verde salvia, scegli il colore che più si adatta al tuo stile. Puoi combinare le parti e abbinare la testina all'impugnatura creando la tua combinazione di colori.

## Una ricarica, un mese di utilizzo



Ricaricare il tuo One è semplice. Basta togliere il cappuccio, collegare il cavo USB-C e attendere che la spia smetta di lampeggiare. Con una sola ricarica, puoi utilizzare lo spazzolino per 30 giorni, il che corrisponde a un mese di sorriso più bianco e luminoso.

## Scegli cose leggere



Per ottenere risultati ottimali, i dentisti consigliano di sostituire la testina ogni tre mesi. Le testine Philips One sono disponibili in una vasta gamma di colori vivaci, per consentirti di modificare il look e la testina ogni volta.

# Specifiche

## Specifiche tecniche

**Autonomia (da completamente carica a scarica):** Fino a 30 giorni

## Aspetto e rifiniture

**Colore:** Shimmer

## Compatibilità

**Compatibilità della testina:** Compatibile solo con, Spazzolino Philips One

**Compatibilità del manico:** Non compatibile con altri, Le testine Philips Sonicare assicurano

## Accessori inclusi

**Testine:** 1 testina Philips One

**Manico:** 1 Philips One

**Custodia da viaggio:** Custodia da viaggio Philips One

