

PHILIPS

IPL uređaj za uklanjanje
dlačica s tehn. SenseIQ

Lumea IPL serije 9900

Senzor SmartSkin

4 pametna nastavka: tijelo, lice,
bikini, pazusi

Ekskluzivna aplikacija s
umjetnom inteligencijom

Upotreba s kabelom ili bežično



BRI977/00



Uživajte u 12 mjeseci* glatke kože bez dljučica uz umjetnu inteligenciju i tehnologiju SenseIQ

Otkrijte naše najpametnije IPL rješenje dosad i dugotrajnu glatkoću kože. Naš najbrži bežični IPL uređaj Lumea s tehnologijom SenseIQ sada ima ekskluzivne SkinAI sadržaje u Lumea IPL aplikaciji za analizu kože i praćenje napretka.

Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Za brze rezultate tretirajte samo 2x mjesečno
- Jedini uređaj Lumea s mogućnošću bežičnog korištenja
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima kako bi tretman bio siguran i učinkovit

Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo s 4 nastavka
- Pogodan za većinu nijansi kože i boju dljučica

Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dljučica

- Nježno, ugodno i personalizirano uz SenseIQ tehnologiju
- Virtualna analiza kože uz SkinAI

Istaknute znač.

2 x mjesečno za brze rezultate




Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga samo jednom mjesečno i to je to. Tretman obje potkoljenice traje svega 8,5 minuta.

Tehnologija SenseIQ



Lumea serije 9900 ima pet lako prilagodljivih postavki bljeska. Naš senzor SmartSkin detektira vašu nijansu kože i pomaže vam pronaći najugodniju postavku. Pametni nastavci prilagođavaju tretman za svako područje tijela.

Bežično, ako želite



Kako bi se osigurala dodatna praktičnost, serija Lumea 9900 naš je jedini IPL uređaj s funkcijom bežičnog korištenja, što olakšava doseganje bilo kojeg mjesta uz preciznost i uporabu gdje god želite.

4 pametna nastavka



Posebno dizajnirani nastavci savršeno odgovaraju oblinama tijela i aktiviraju najučinkovitije programe za svako područje tijela kada su priključeni. Lice: ravni dizajn i mali prozor s UV filtrom. Tijelo: zaobljen prema unutra s velikim prozorom. Bikini i pazuh: zaobljen prema van za teško dostupna područja.


Razvijeno u suradnji s dermatolozima



Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumeu IPL za jednostavnu i učinkovitu

upotrebu u sigurnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

Ekskluzivne performanse SkinAI



Naša besplatna aplikacija sada pruža detaljne upute uz ekskluzivnu tehnologiju SkinAI za analizu vaše kože i praćenje napretka tretmana te samim time smanjenja dlačica.

Za većinu tipova kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do tamno smeđe (I – IV).

Specifikacije

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Oblik: Konveksno zaobljen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman za tijelo; noge, ruke i trbuh

Nastavak za lice: Oblik: plosnati, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman za lice: gornja usna, brada i linija čeljusti

Nastavak za bikini zonu: Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman za osjetljivo bikini područje

Nastavak za pazuhe: Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman za pazuhe

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od UV zračenja
5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa
Senzor nijanse kože: Otkriva nijansu kože
Senzor SmartSkin: Odgovarajuća postavka na zahtjev

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu

Žično/bežično: Upotreba s kabelom ili bežično

"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Tehničke specifikacije

Napon: 100-240 V

Vrsta baterije: Punjiva baterija

Snažna žarulja: Napravljen da traje, 450.000 svjetlosnih impulsa, što odgovara 39 godina trajanja lampe****

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Pohrana: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 8,5 min

Pazusi: 2,5 min

Bikini linija: 2 min

Lice: 1,5 min

