



Philips Sonicare F3 Quad  
Stream nozzle  
Nastavek za ustni izpiralnik

2 nastavka



HX3062/00

## Enostavno in temeljito čiščenje

Za največjo pokritost in najboljše čiščenje

Za največjo pokritost in še posebej temeljito čiščenje uporabite nastavek Quad Stream, ki vodo v štirih širokih curkih usmeri med zobe in ob dlesni. Mehka gumijasta opora je nežna do dlesni, medtem ko se vsak nastavek zlahka namesti in sname.

### **An effortless clean with advanced technology**

- Nastavek Quad Stream za največjo pokritost
- Vedno si zagotovite učinkovito čiščenje
- Do 180 % učinkovitejši za bolj zdrave dlesni \*1

**PHILIPS**  
**sonicare**

Nastavek za ustni izpiralnik  
2 nastavka

## Specifikacije

### Združljivost

- Združljivo z: vsemi čistilniki medzobnih prostorov Philips Sonicare

### Enostavna uporaba

- Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev
- Menjava nastavka: Vsake 6 mesece, za dobro

higieno

### Priloženi predmeti

- Nastavek F3 Quad Stream: 2

HX3062/00

## Značilnosti

### Nastavek F3 Quad Stream



Za največjo pokritost in še posebej temeljito čiščenje uporabite nastavek Quad Stream, ki vodo v štirih širokih curkih usmeri med zobmi in ob dlesnih. Mehka gumijasta opora je nežna za dlesni, medtem ko se vsak nastavek zlahka namesti in sname.

### Vedno si zagotovite učinkovito čiščenje



Za najučinkovitejše čiščenje je treba nastavke Philips Sonicare zamenjati vsakih šest mesecev.

### Do 180 % učinkovitejši \*1



Čistilnik medzobnih prostorov Philips je do 180 % učinkovitejši od ročnega nitkanja globoko med zobmi, zato zagotavlja bolj zdrave dlesni. \*1



Datum izdaje 2023-07-18

Različica: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 V načinu čiščenja, nastavek Quad Stream, stopnja moči 8. Raziskal Philips.