

# PHILIPS

## sonicare

Mini-Bürstenköpfe  
für Schallzahnbürste

ProResults

Dreierpack

Kompaktes Design

Aufsteckbar

Gründliche Reinigung

HX6023/02



## Hervorragende Leistung.\* Überzeugende Qualität.

### Hervorragende Leistung zum hervorragenden Preis

Einer unserer besten Zahnbürstenköpfe, Philips Sonicare ProResults, ist perfekt für neue und erfahrene Sonicare-Benutzer geeignet, die die authentische Sonicare-Reinigungserfahrung zum unschlagbaren Preis für sich entdecken möchten.

#### **A brush head that fits multiple handles**

- Für jede beliebige Philips Sonicare Zahnbürste mit Aufsteck-System geeignet

#### **Für eine gute Mundgesundheit**

- Teil einer guten täglichen Zahnpflege

#### **Designed to optimize performance**

- Optimierte Philips Sonicare Leistung
- Erinnerungsborsten gewährleisten eine effektive Reinigung.
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

# Besonderheiten

## Optimierte Leistung



Das konturangepasste Profil dieses Philips Sonicare Bürstenkopfs passt sich der natürlichen Form Ihrer Zähne an und ermöglicht auch an schwer erreichbaren Stellen eine gründliche Reinigung.

## Patentierter Schalltechnologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

## Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes



Dieser Bürstenkopf lässt sich für einen sicheren Halt und eine einfache Wartung und Reinigung leicht auf Ihr Handstück aufstecken und


abnehmen. Er passt auf alle Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke mit Ausnahme von: PowerUp mit Batteriebetrieb und Essence.

## Bessere Mundhygiene



Wie alle Original Philips Sonicare Bürstenköpfe ist dieser Bürstenkopf sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Jeder Bürstenkopf wurde eingehend auf hervorragende Leistung und lange Lebensdauer geprüft.

## Erinnerungsborsten



Auf den ersten Blick fällt es vielleicht nicht auf, aber Bürstenköpfe verlieren im Lauf der Zeit an Festigkeit und zeigen nach einigen Monaten normaler Verwendung Abnutzungserscheinungen. Die blauen Erinnerungsborsten werden dann weiß und erinnern Sie daran, den Bürstenkopf rechtzeitig auszutauschen. Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihren Bürstenkopf alle drei Monate austauschen.

# Daten

## Design und Materialausführung

**Härtegrad:** Mittel

**Farbe:** Weiß

**Erinnerungsborsten:** Blaue Farbe der Borsten verblasst

**Abmessungen:** Kompakt

## Kompatibilität

**Bürstenkopfsystem:** Aufsteckbar

**Für folgende Modelle geeignet:**

HealthyWhite+, Serie 2 zum Plaque-Schutz, 3er-Serie für gesundes Zahnfleisch, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

## Artikel enthalten

**Bürstenköpfe:** 3 ProResults (Mini)

## Qualität und Leistung

**Austausch:** Alle 3 Monate

**Geprüft:** für optimale Nutzung

## Vorteile für die Gesundheit

**Plaque-Entfernung:** Unterstützt die Plaque-Entfernung

