

PHILIPS

IPL 彩光脫毛器

Lumea Advanced

適用於身體

配備膚色感應器

15 分鐘小腿脫毛



SC1994/80



肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

3 次療程可減少至少 85% 毛髮再生**

Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。

IPL 彩光脫毛技術，持久有效


- 適合大部分的皮膚和毛髮類型
- 下載免費的 Lumea 應用程式，隨手就能獲得貼心意見
- 專業 IPL 家用技術，與皮膚科醫生共同研發

安全、快速、有效，適用於身體

- 療程保證安全高效


產品特點

持久光滑



IPL 即強脈衝光。Philips Lumea 釋放出溫和的脈衝光至髮根，可刺激毛囊進入休眠期，令毛髮的生長速度減慢及減少，重複使用能令肌膚光滑如絲。阻止毛髮再生的療程安全溫和，在敏感部位亦可使用。Philips Lumea 經臨床測試，與皮膚科醫生同共研發，在家中便可以安全舒適地去除毛髮。

功效獲臨床證實




客觀研究顯示，只需進行 3 次療程，即可減少至少 85% 的毛髮再生**。首 4 次療程必須每兩星期進行一次，其後應可看到理想效果。如要獲得持久的效果，只需每 4 星期進行一次療程。經過 8 次療程後，即可享受至少 3 個月的脫毛淨滑肌膚。*如要放大圖片，請點擊本頁頂部圖片庫中的圖片。

適合的皮膚和毛髮類型



Philips Lumea Prestige 不但有效而且容易使用，大部分皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及白皙至深棕膚色。正如其他 IPL 療程一樣，Philips Lumea 無法使用於白/灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。因為療程的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有高對比度。

免費 Lumea 應用程式



Lumea 應用程式免費下載，提供獨特及個人化的 IPL 體驗，特別為您而設，確保您可全面運用 Lumea，並以正確方式使用，從而達到持久效果。應用程式協助您按照身體部位建立個人化療程時間表，並在每次療程期間提供貼士及建議。您只需定期查看應用程式，確保您獲得所有通知及提示。

規格

電源

電壓: 100-240 V

服務

保養: 2 年全球保養

使用區域

身體部位: 手臂, 腿部, 肚皮, 腋下, 比堅尼

內含物件

使用說明: 用戶手冊

儲存: 套

變壓器: 24V / 1500mA

安全和可調節設置

複合紫外光濾光片: 保護您的皮膚免受紫外線傷害

5 種光能設定: 按您的皮膚性質調整

整合式安全設計: 防止意外閃爍

膚色感應器: 偵測您的膚色

使用時間

小腿: 15 分鐘

腋下: 2.5 分鐘

應用模式

滑動閃光: 使用時更為輕巧靈活

有線 / 無線使用: 有線

對準閃光: 用於彎曲的部位

