

PHILIPS

sonicare

Мощная зубная щетка
с SenseIQ

DiamondClean Prestige
9900

Темно-синий (ограниченная версия)

SenseIQ чувствует и адаптируется

Чистящая насадка "Все в одном"

Приложение Sonicare с функциями
ИИ

HX9992/42



Исключительный уход и персонализация

с SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige с технологией SenseIQ — это наша самая современная зубная щетка. В ней наша проверенная звуковая технология дополняется интеллектуальными функциями распознавания и адаптируется для оптимального ухода за полостью рта.

Создано для вас

- Стильный и компактный

Всегда идеальная чистка с SenseIQ

- Адаптирует интенсивность в режиме реального времени
- Информация о сеансе чистки в режиме реального времени
- Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится
- Определяет стиль чистки
- Интуитивная защита зубов и десен

Персонализация для оптимальной чистки

- Премиальная чистящая насадка "Все в одном" для комплексного ухода
- Персональные рекомендации в приложении Philips Sonicare
- Звуковая чистка зубов: мастер-класс по эффективной чистке

Премиальные аксессуары

- Лаконичная подставка и станция для простой зарядки
- Темно-синий (ограниченная версия); USB-футляр для удобства в поездках


Основные особенности

Простая зарядка



Когда придет время зарядить зубную щетку, просто поместите ее на зарядную станцию. Прекрасное, стильное и функциональное решение.

Премиальная чистящая насадка "Все в одном"



Оцените идеальную чистку с чистящей насадкой "Все в одном" АЗ Premium. Это наша лучшая насадка — ее щетинки расположены под углом и удаляют до 20 раз больше налета даже в труднодоступных участках*. Треугольные кончики устраняют до 100 % больше потемнений всего за два дня***. А большая длина щетинок позволит вам сделать десны до 15 раз более здоровыми всего за две недели**. Все это без необходимости переключаться между чистящими насадками. Знаете ли вы, что чистящие насадки становятся менее эффективными после 3 месяцев использования? Наша функция BrushSync™ напомнит вам о необходимости замены.

Адаптируется в режиме реального времени



Очень многие из нас надавливают на щетку слишком сильно во время чистки. Именно поэтому наша зубная щетка автоматически регулирует


интенсивность при чрезмерном давлении. А с бесплатным приложением Philips Sonicare вы сможете получать индивидуальные рекомендации и советы для достижения оптимальных результатов чистки.

Стильный и компактный



Зубная щетка Sonicare 9900 Prestige — это современные технологии в стильной и компактной оболочке. Эта модель на 18 мм короче, чем DiamondClean, и изготовлена из премиальных материалов, что обеспечивает стильный внешний вид и приятные тактильные ощущения.

Персональные рекомендации




Приложение Philips Sonicare использует искусственный интеллект и работает в полной гармонии с зубной щеткой. Оцените функцию рекомендаций в режиме реального времени и отслеживайте технику движения и показатели давления, охвата, длительности и частотности чистки. Смотрите отчеты за последний день, неделю, месяц или год. Получайте индивидуальные рекомендации и советы для оптимальной чистки зубов. А функция автоматической синхронизации обеспечит перенос данных в приложение, даже если вы чистите зубы, не запуская приложение во время процедуры.

Эффективная ультразвуковая чистка



Удаляйте налет с помощью звуковой технологии — это наш стандарт эффективной и бережной чистки. Щетинки совершают до 62 000 плавных движений за сеанс, что позволит чистить даже труднодоступные места для максимальной чистоты и здоровья зубной полости.

Информация в режиме реального времени



Возможно, вы не замечаете, как начинаете слишком сильно надавливать на щетку или скрести ей по поверхности зубов, но ваша щетка точно заметит это. Световое кольцо на ручке обратит ваше внимание на чрезмерное давление на щетку.

Технология SenseIQ



Во время чистки зубов технология SenseIQ отслеживает уровень давления, движения, охват и другие показатели до 100 раз в секунду, после чего адаптирует скорость насадки, если вы надавливаете слишком сильно. Умная технология SenseIQ обеспечивает стабильную чистку в разных режимах, чтобы вы могли со временем оценить оптимальные результаты работы со щеткой.

Характеристики

Подключения

Беспроводная технология Bluetooth®: Обучающее приложение

Мощность

Источник питания: 110—220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 2+ недели****

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Темно-синий

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Совместимость

Совместимость с ОС Android: Android 8.0 или выше

Совместимость с ОС iOS: iPhone с iOS 13.0 или выше

Удобство использования

Ручка: Стильный и компактный, Простое сенсорное управление

Индикатор батареи: Световой индикатор

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Дорожный футляр: Утонченность, темно-синий (ограниченная версия), компактный зарядный футляр, (веганская) экокожа

VgushSync: напоминания о замене: В качестве напоминания загорается значок, для наилучших результатов

В комплекте

Ручка: Sonicare 9900 Prestige, 1 шт.

Насадки: A3 Premium All-in-One, 2 шт.

Премиальный зарядный футляр USB: 1

База для зарядки: 1

Кабель USB: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Состояние десен до 15 раз лучше**

Высокое качество: Удаляет до 20 раз больше налета*

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

Эффект осветления: До 100 % меньше потемнений***

Оценка силы нажатия: Световое кольцо загорается фиолетовым светом, Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Отчет о чрезмерном давлении: Световое кольцо

загорается янтарным светом, Ручка вибрирует, предупреждая пользователя, Можно включить/отключить в приложении

Технология SenseIQ

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

Датчик положения: Данные об охвате, для каждого сеанса чистки

Датчик чрезмерных движений: Помогает совершать меньше чистящих движений

3D-карта полости рта: Отмечает пропущенные области

Адаптируемая интенсивность: Регулирует уровень интенсивности, при чрезмерном давлении

Искусственный интеллект: Распознает и синхронизирует

Приложение Sonicare с ИИ

Советы в режиме реального времени:

Персональные рекомендации, Отчет за день/неделю/месяц/год

Пользовательские режимы: Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Здоровье десен, Deep Clean (Глубокая чистка), Sensitive (Деликатная чистка)



* по сравнению с обычной зубной щеткой

** по сравнению с обычной зубной щеткой, 6 недель

*** лабораторное тестирование по сравнению с обычной зубной щеткой

**** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме