


PHILIPS

sonicare

Têtes de brosse à dents
sonique standard

DiamondClean

Paquet de 4



HX6064/62



Nettoyage en profondeur pour des dents plus blanches

Tête de brosse pour des dents plus blanches

Tête de rechange pour brosse à dents électrique Sonicare pour un nettoyage et un blanchiment haute performance

A brush head that fits multiple handles

- Tête de brosse clipsable

Provides an exceptional plaque removal

- Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire en plus qu'une brosse à dents manuelle*

Provides a superior clean

- Implantation des brins en losange pour éliminer la plaque
- 44 % de brins en plus pour un nettoyage exceptionnel
- La dureté moyenne des brins associe fermeté et douceur.

Conçue pour des performances optimales

- Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

Points forts

44 % de brins en plus

44 % de brins en plus pour un nettoyage exceptionnel.


Implantation des brins en losange

L'implantation des brins en losange augmente la surface de contact pour éliminer la plaque.

Dureté moyenne

La dureté moyenne des brins associe fermeté et douceur.

Brins avec indicateur d'usure



Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois.

Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire en plus



*Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire en plus qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès

Tête de brosse clipsable



Tête de brosse faciles à insérer et nettoyage du manche facile

Caractéristiques

Spécificités techniques

Durée de fonctionnement: Pour des résultats optimaux, nous vous conseillons de remplacer votre tête de brosse tous les trois mois.

Facile d'utilisation

Compatible avec ces modèles: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, DiamondClean, EasyClean, HydroClean

Système de tête de brosse: Têtes de brosse clipsables pour une hygiène parfaite

