


PHILIPS

sonicare

Standaard sonische
opzetborstels

DiamondClean

4 stuks



HX6064/62



Superieure reiniging. Wittere tanden. Opzetborstel voor wittere tanden

Vervangende opzetborstel voor Sonicare elektrische tandenborstel. De beste prestaties voor de reiniging van uw gebit en wittere tanden

Een opzetborstel voor meerdere tandenborstels

- Opklikbare opzetborstel

Biedt uitstekende verwijdering van tandplak

- Verwijdert tot wel 100% meer tandplak dan een gewone tandenborstel*

Provides a superior clean

- Ruitvormige borstelharen verwijderen tandplak
- 44% meer borstelharen voor een grondigere reiniging
- Medium harde borstelharen zorgen voor een stevige, maar veilige poetservaring.

Ontworpen voor optimale prestaties

- Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging

Kenmerken

44% meer borstelharen

44% meer borstelharen voor een grondigere reiniging.


Ruitvormige borstelharen

Ruitvormige borstelharen creëren meer schraoppervlakken om tandplak te verwijderen.

Medium harde borstelharen

Medium harde borstelharen zorgen voor een stevige, maar veilige poetservaring.

Memo-borstelharen



Aan de verkleurende borstelharen kunt u zien wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Na 3 maanden van normaal gebruik raken de borstelharen versleten en is de opzetborstel minder effectief. Vervang uw opzetborstel om de 3 maanden.

Verwijdert tot wel 100% meer tandplak



*Verwijdert tot wel 100% meer tandplak van moeilijk bereikbare plaatsen dan een gewone tandenborstel

Opklikbare opzetborstel



Eenvoudige plaatsing van de opzetborstel en reiniging van het handvat

Specificaties

Technische specificaties

Gebruiksduur: Voor een optimaal poetsresultaat raden wij u aan om de opzetborstel elke 3 maanden te vervangen.

Gebruiksgemak

Geschikt voor de volgende modellen:

FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, DiamondClean, EasyClean, HydroClean

Systeem voor opzetborstel: Opzetborstel die eenvoudig is te bevestigen voor een optimale hygiëne

