



Philips Sonicare Power  
Flosser 3000  
Irrigador oral

**Tecnologia Quad Stream**

Design silencioso  
As ondas de pulso guiam à medida  
que avança



HX3711

Até 180% mais eficaz para gengivas mais saudáveis\*

## Uma limpeza profunda e sem esforço

Desfrute de uma limpeza profunda e sem esforço entre os dentes e melhore a saúde das gengivas. A nossa tecnologia Quad Stream ajuda-o a cobrir mais área com menos esforço, enquanto a tecnologia Pulse Wave o guia suavemente de um dente para o outro. Fácil.

### Uma limpeza sem esforço com tecnologia avançada

- Reservatório de 550 ml fácil de encher
- Tecnologia Quad Stream para uma utilização de fio dentário mais rápida e eficaz
- Escova padrão para uma limpeza regular
- A tecnologia Pulse Wave orienta de dente para dente
- Silencioso para resultados excelentes sem perturbar outras pessoas
- Escova Quad Stream para uma cobertura máxima

### Personalize facilmente de acordo com as suas necessidades

- 2 modos de utilização de fio dentário, 10 intensidades


**PHILIPS**  
**sonicare**

## Irrigador oral

Tecnologia Quad Stream Design silencioso, As ondas de pulso guiam à medida que avança


# Destaques

### Mais cobertura, sem esforço



As correntes de água em forma de X cobrem uma superfície maior para uma limpeza mais rápida e profunda em comparação com o fio dentário manual. Sem esforço.

### Guia de um dente para o outro



Os impulsos de água suaves guiam-no de um dente para o outro, para que não falhe nenhum.

### Design silencioso



Concebido para uma limpeza discreta, proporcionando excelentes resultados sem perturbar outras pessoas.

### 2 modos, 10 intensidades



Desfrute de uma limpeza adaptada às suas necessidades. O modo Clean utiliza um fluxo

contínuo de água para uma limpeza diária excelente, enquanto o Deep Clean utiliza impulsos distintos para uma limpeza mais profunda. Sempre que precisar, ajuste a intensidade para o nível de conforto ideal.

### Escova padrão F1



Utilize o bocal padrão para uma limpeza regular. Utiliza um único fluxo de água para remover detritos e limpar profundamente entre os dentes.

### Escova Quad Stream F3



Para uma cobertura máxima e uma limpeza extra cuidada, utilize a escova Quad Stream para concentrar a água em quatro fluxos amplos entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. A guia de borracha macia é suave para as gengivas e cada escova encaixa e desencaixa facilmente.

### Reservatório de 550 ml



O reservatório de 550 ml tem capacidade para água suficiente para uma limpeza. Para reabastecer, basta levantar, encher e encaixar.

HX3711/20

# Especificações

### Potência

- Voltagem: Carregador multitemperatura

### Assistência

- Garantia: 2 anos de garantia limitada

### Fácil de utilizar

- Pega: Design ergonômico esguio
- Acessório de escova: Encaixa e desencaixa facilmente

### Performance

- Limpeza: Limpa toda a boca em 60-90 seg

### Itens incluídos

- Escova padrão F1: 1
- Escova Quad Stream F3: 1
- Power Flosser: 1

### Modos

- Limpeza: Para limpeza diária excepcional
- Limpeza profunda+: Para uma limpeza profunda revigorante
- Intensidades: 10

### Benefícios para a saúde

- Remoção da placa dentária: Até 3X como efetivo\*\*
- Saúde das gengivas: Até 180% mais eficaz\*



Data de publicação  
2023-12-12

Versão: 5.5.1

EAN: 87 10103 94712 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* em comparação com o fio dental. Quando utilizado com a escova Quad Stream na velocidade 8 com uma escova de dentes manual em pacientes com gengivite moderada a grave em comparação com a utilização de uma escova de dentes manual com o fio dentário  
\*\* como fio dentário ao remover placa bacteriana e ao longo da linha das gengivas quando utilizado com a ponta da Quad Stream na velocidade 8 com uma escova de dentes manual em pacientes com gengivite moderada a grave em comparação com a utilização de uma escova de dentes manual com o fio dentário.