

Philips Sonicare  
Mezizubní trysky



CP2075/02

## Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

V sekci specifikace naleznete související výrobky

Pro ty, kteří si nečistí mezizubní prostory pravidelně, zařízení AirFloss nabízí snadný způsob, jak je začít čistit. Zařízení AirFloss se dá využít i pro čištění vodou nebo ústní vodou a poskytuje funkci unikátní vzduchové technologie a technologie mikrokapek, které pomáhají odstranit plak v těžko dostupných místech.

**PHILIPS**

# Specifikace

## Vyměnitelné části

- Vhodné pro následující typy výrobku: HX8210/06  
HX8210/22 HX8211/02 HX8211/03 HX8211/06,  
HX8211/20 HX8211/30 HX8212/02 HX8215/22  
HX8218/02, HX8230/08 HX8231/08 HX8233/02

HX8241/02 HX8243/08, HX8254/31 HX8254/70  
HX8255/02 HX8261/01 HX8271/20, HX8272/01  
HX8272/20 HX8272/21 HX8273/20 HX8274/20,  
HX8281/02 HX8282/02 HX8283/08



Datum vydání 2023-04-20

Verze: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)