

PHILIPS

sonicare

Іригатор порожнини рота

Philips Sonicare Power Flosser 7000

Технологія Quad Stream

Технологія імпульсної хвилі спрямовує ваші рухи

Імпульсні хвилі спрямовують вас



HX3911/40



До 180% ефективніший догляд за яснами*; Видаляє до 99,9% нальоту**

Сучасна версія зубної нитки для досягнення відмінного стану ясен

Завдяки надзвичайним властивостям, які виводять догляд за зубами та міжзубними проміжками пацієнтів на новий рівень, та сприяють тривалому ефекту здорових ясен, нова система Philips Sonicare Power Flosser – інноваційна хвиля у догляді за ротовою порожниною.

New level clean


- 4 режими чищення міжзубних проміжків, 10 рівнів інтенсивності
- Резервуар ємністю 600 мл, який легко наповнювати
- Компактний футляр для насадки
- Проста магнітна док-станція з автоматичним вимкненням
- Насадка F1 Standard для регулярного чищення
- Насадка F3 Quad Stream для максимального покриття
- Quad Stream для ретельного чищення
- Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave направляє від зуба до зуба

Основні особливості

Для ретельного чищення

Унікальна хрестоподібна насадка створює чотири широкі потоки для ретельного чищення міжзубних щілин і вздовж ясен.

Спрямує від зуба до зуба



Короткі паузи пульсації під час чищення вказують пацієнтам на необхідність переміщення насадки до наступної міжзубної щілини для забезпечення чистоти всього рота.

4 режими, 10 рівнів інтенсивності



Ваші пацієнти насолоджуватимуться чищенням, пристосованим до їхніх потреб. Режим чищення використовує безперервний потік води для чудового щоденного чищення; режим ретельного чищення використовує різні імпульси для ретельнішого


чищення; чутливий режим є надзвичайно лагідним для чутливих ясен; режим «Масаж» заспокоює і стимулює ясна. Ваші пацієнти можуть налаштувати інтенсивність для свого комфорту, використовуючи світлодіодний дисплей як вказівник.

Насадка F3 Quad Stream



Для максимального покриття та надзвичайно ретельного чищення використовуйте насадку Quad Stream для концентрації води у чотири широкі потоки між зубами та вздовж лінії ясен. Направляюча з м'якої гуми ніжна до ясен, а кожна насадка легко встановлюється.

Насадка F1 Standard



Насадка Standard для потужного чищення між зубами і видалення нальоту та залишків їжі

Проста магнітна док-станція



Коли пацієнт закінчить процедуру, він може просто встановити ручку на легку магнітну док-станцію. Ручка автоматично переходить із режиму паузи в режим вимкнення.

Резервуар ємністю 600 мл



Резервуар ємністю 600 мл із кришкою, яку легко відкривати, вміщає достатню кількість води для одного чищення. Щоб долити воду, просто вийміть, наповніть і встановіть назад на місце.

Компактний футляр для насадки

Пацієнти можуть зберігати додаткові насадки гігієнічно у компактному та стильному футлярі для насадок.

Специфікації

Потужність

Напруга: Зарядний пристрій для різної напруги

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

Елементи в комплекті

Насадка F1 Standard: 2

Насадка F3 Quad Stream: 2

Іригатор Power Flosser: 1

Футляр для зберігання насадки: 1

Ефективність чищення

Ефективність: Видалення до 99,9% нальоту*

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Ретельне чищення+: Для освіжаючого ретельного чищення

Масаж: Бадьорий масаж

Рівні інтенсивності: 10

Чутливий режим: Лагідне чищення зубів та ясен

