


Philips VisaCare  
Rezerves uzgalis

Jutīgais režīms

SC6890/01



## Rezerves uzgalis jutīgai ādai

Izmantošanai tikai ar Philips VisaCare mikrodermabrāziju: izmantojot sava mājokļa komfortā, apvienotais pīlings un vakuuma masāža saudzīgi stimulē ādas dabīgo atjaunošanās procesu un novērš pirmās novecošanās pazīmes.

### **Viegli nomaināms pīlinga uzgalis**

- Viegli uzspraužams uzgalis

### **Mikrodermabrāzijas uzgalis jutīgai ādai**

- Mikrodermabrāzijas uzgalis saudzīgai procedūrai
- Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem

**PHILIPS**

Rezerves uzgalis  
Jutīgais režīms

# Specifikācijas

## Ieguvumi

- Ādas tips: Jutīgai ādai

## Vienkārša lietošana

- Saderīgs ar: Philips SC6220, Philips SC6240

- Tīrīšana: Mazgājiet svaigā ūdenī, ar ziepēm un birstīti
- Maināmas detaļas: Viegli uzspraužams uzgalis
- Ieteicamā maiņa: Ik pēc 6 mēnešiem

SC6890/01

# Izceltie produkti

## Mikrodermabrāzija Jutīgai ādai

Ieteicams izmantot sievietēm, kas tikko uzsākušas mikrodermabrāzijas procedūras vai kurām ir jutīga āda, vai periodos, kad āda ir jutīgāka sezonas vai hormonālu izmaiņu dēļ. Izstrādāts sadarbībā ar dermatologiem, drošs lietošanai mājās. Izmantojot jaunu uzgali, vienmēr sāciet no jauna ar ierobežotu procedūras reižu skaitu, lai āda pierastu pie intensīvākas terapijas.\*

## Viegla uzlikšana

Viegli uzstādāms un saderīgs ar Philips SC6220 un SC6240.

## Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem

Optimāliem rezultātiem ieteicams nomainīt mikrodermabrāzijas uzgali ik pēc sešiem mēnešiem.



Izlaides datums  
2024-01-04

Versija: 8.2.1

EAN: 87 10103 67522 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* salīdzinājumā ar uzgali, kas tiek izmantots divreiz nedēļā sešus mēnešus.