

PHILIPS

sonicare

標準型聲波牙刷刷頭

W Optimal White

6 支裝

標準型

扣合式

BrushSync 智能感應配對刷頭

HX6066/69



只需一星期，令牙齒潔白高達 100%*

進階的去漬及牙齒潔白效果

W 亮白刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現更亮白笑容的顧客。這款刷頭亦非常適合在專業牙齒美白護理之間保持牙齒亮度。

創新技術

- 自動選擇最佳模式以達至理想效果**
- Philips Sonicare 聲波科技

為最佳表現而設計

- 經測試滿足您的口腔健康需求
- 扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭
- 隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

專為潔淨亮白的牙齒而設

- 鑽石形刷毛在一星期內為您帶來 100% 更潔白的牙齒

非凡的牙齒和牙齦護理效能

- 清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍


產品特點

向牙菌膜說再見



高密度的優質刷毛，較手動牙刷可清除多達 7 倍牙菌膜。

更亮白的牙齒



DiamondClean 設有去污漬墊，透過密集的鑽石形刷毛移除因食物和飲品形成的表面污漬。只需 7 天即可為您帶來 100%* 更亮白的笑容。

BrushSync™ 智能感應配對刷頭



使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭**，獲得最佳的清潔效果。Philips Sonicare W2 亮白刷頭可與配備 BrushSync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄

同步**，然後選擇最佳的刷牙模式和牙刷力度，獲得非一般的潔白效果。您需要做的，就是開始刷牙。

刷頭更換



當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

可安心使用的牙刷



所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。

Philips Sonicare 聲波技術



Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推向牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

簡便一插即用設計



除 Philips One 和 Essence 系列外，您的 W DiamondClean 刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。

規格

設計和外表

硬刷毛: 中

顏色: 白色

更換刷毛提示: 藍色刷毛褪色提示

尺寸: 標準

兼容性

刷頭系統: 扣合式

適用於以下型號: 2 Series 清除牙菌膜, 2 Series 清除牙菌膜, 3 Series 針對牙齦健康, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, 已連接 FlexCare Platinum, FlexCare+, 兒童專用, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
BrushSync 智能感應配對刷頭: 是

內含物件

刷頭: 2 個輕巧型 W2c 亮白, 4 個 W2 亮白

優質及性能優異

更換: 每 3 個月一次

經測試: 以達至最佳效果

健康功能

牙齦健康: 幫助改善牙齦健康

清除牙菌膜: 可清除多達 7 倍牙菌膜*

潔白: 一個星期即可令牙齒更潔白

