



Philips Sonicare AirFloss
替ノズル

2 本組

HX8012/32

デンタルフロスが面倒でも、エアーフロスなら簡単

高速の空気とミクロの水滴で歯間を一掃

優れた歯間洗浄効果を維持するために、ノズルは6か月ごとに交換してください。ソニックケアエアーフロスは、歯間の歯垢を除去します。

Easy to use

- 届きにくかった場所も簡単にお手入れできるノズルデザイン
- ワンタッチで洗浄するテクノロジー
- ノズルを正確に配置できるガイドチップ

Helps build a healthy habit

- 歯間洗浄を推進する簡単な方法

PHILIPS

sonicare

替ノズル
2本組

仕様

デザインと仕上げ

- ノズルカラー：ピンク、先端は白、ピンク/ピンクチップ

使いやすさ

- ノズル装着方式：はめ込み式

内容・付属品

- エアーフロスノズル：2

洗浄性能

- ノズル：性能を維持するために、6ヶ月ごとに交換してください

HX8012/32

特長

空気とミクロの水滴を用いた独自技術



エアーフロスでは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。

ガイドチップ



スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。

健康的な習慣への簡単なスタート方法



歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用后、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。

スリムで角度の付いたノズル

ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくかった場所も簡単にお手入れ

発行日 2023-05-19

バージョン：2.0.2

EAN: 87 10103 78613 9

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 手磨きだけの場合と比較



Philips Japan, Ltd.