

Philips Sonicare AirFloss
Μεσοδόντια -
επαναφορτιζόμενη

Επαναφορτιζόμενο
με 1 ακροφύσιο



HX8111/02

Philips AirFloss - Ένας πιο εύκολος τρόπος καθαρισμού

Βελτιώνει τη στοματική υγιεινή ευχάριστα και αποτελεσματικά

Αν δεν χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα καθημερινά, δεν καταφέρνετε να απομακρύνετε τα βακτήρια που συσσωρεύονται ανάμεσα στα δόντια. Με τη Sonicare AirFloss από τη Philips επιτυγχάνετε βαθύ καθαρισμό κάθε μέρα, χωρίς κόπο.

Καθαρισμός σε 30 δευτερόλεπτα

- Απλή χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού: εύκολη όσο και ένα κλικ του ποντικιού

Αποδεδειγμένη βελτίωση της στοματικής υγιεινής

- Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας

Απλά: ακουμπήστε το στόμιο στο σημείο που θέλετε και πατήστε

- Δοχείο για εύκολο γέμισμα
- Άκρο καθοδήγησης για εύκολη τοποθέτηση
- Τεχνολογία Microburst, για καθαρισμό με το πάτημα ενός κουμπιού
- Λεπτό, επικλινές στόμιο, για να φροντίζετε ακόμη και τις δύσκολες περιοχές
- Λεπτή λαβή με εύκολο κράτημα
- Ταίριαζει με τους τυπικούς φορτιστές Sonicare
- Φόρτιση μετά από δύο εβδομάδες

PHILIPS
sonicare

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία Microburst



Η τεχνολογία Microburst χρησιμοποιεί μια γρήγορη ριπή αέρα υπό πίεση και μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού για βαθύ καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια, στα σημεία που δεν φτάνει η οδοντόβουρτσά σας

Απλή χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού



Απλή χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού, για εύκολο καθαρισμό σε 60 δευτερόλεπτα.

Λεπτό, κεκλιμένο ακροφύσιο



Λεπτό, επικλινές στόμιο, για να φροντίζετε ακόμη και τις δύσκολες περιοχές

Άκρο καθοδήγησης



Γλιστρήστε το άκρο καθοδήγησης κατά μήκος της γραμμής των ούλων μέχρι να αισθανθείτε ότι έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στα δόντια. Η τοποθέτηση είναι εύκολη ακόμη και για τα πίσω δόντια.

Δοχείο για εύκολο γέμισμα



Το δοχείο γεμίζει εύκολα και χρησιμοποιεί μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα νερού. Για ακόμη καλύτερη στοματική υγιεινή, γεμίστε το με στοματικό διάλυμα.

Λεπτή λαβή με εύκολο κράτημα




Εξαιρετική ευελιξία σε όλη τη στοματική περιοχή.

Ταιριάζει με τους φορτιστές Sonicare



Μπορείτε να φορτίζετε όλα τα προϊόντα Sonicare με ένα μόνο φορτιστή.

Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας



Το AirFloss χρησιμοποιεί μικροσταγονίδια αέρα και νερού ή στοματικού διαλύματος για να αφαιρέτε έως και 99% περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια*

Φόρτιση μετά από δύο εβδομάδες

Η Philips AirFloss διαρκεί δύο εβδομάδες μεταξύ φορτίσεων.

Προδιαγραφές

Ρεύμα

- Τάση: Φορτιστής πολλαπλών τάσεων

Τεχνικές προδιαγραφές

- Χρόνος λειτουργίας: Αντικατάσταση στομίου κάθε 6 μήνες
- Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο
- Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 2 εβδομάδες ή 14 χρήσεις σε όλη τη στοματική περιοχή
- Χρόνος φόρτισης: 24 ώρα(ες)

Σέρβις

- Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

- Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
- Ένδειξη μπαταρίας: Η λυχνία στο κουμπί λειτουργίας αναβοσβήνει όταν η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση



Ημερομηνία έκδοσης
2023-05-19

Έκδοση: 2.0.1

EAN: 87 10103 53576 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Σε σχέση μόνο με τη χρήση συμβατικής οδοντόβουρτσας