

PHILIPS

Cepillo dental
recargable

1600-Series

1 modo

HX1622



Dientes más blancos de forma natural

Tu sonrisa lo dice todo. Qué mejor manera de conseguir unos dientes más blancos de forma natural que utilizando el cepillo dental recargable Philips HX1622. Además, con su doble acción de limpieza, el cabezal del cepillo te proporciona una limpieza clínicamente mejor que con un cepillo dental manual.

Doble acción de limpieza

- Elimina la placa de las zonas de difícil acceso entre los dientes
- Limpia las superficies visibles de los dientes
- Dientes más blancos de forma natural

Suave con las encías y eficaz con la placa

- Sistema de protección de encías
- Se ajusta para mantener una presión de cepillado óptima.

Destacados

Dientes más blancos de forma natural



Dientes más blancos de forma natural

Doble acción de limpieza



Limpia las superficies visibles mientras la punta interdental elimina la placa de las zonas de difícil acceso entre los dientes.

Objetivos

Elimina la placa de las zonas de difícil acceso entre los dientes

Sistema de protección de encías



El sistema de protección de encías patentado de Sonicare de Philips se ajusta para mantener una presión de cepillado óptima

Sistema de Protección de Encías patentado



Se ajusta para mantener una presión de cepillado óptima.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,16 m

Voltaje: 220-240 V

Consumo de energía: 2,9 W

Frecuencia: 50/60 Hz

Tiempo de carga: 16 hora(s)

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 25 minute(s)

Doble cabezal de cepillo: El cabezal del cepillo

produce 15.000 movimientos de cepillado por minuto.

Batería recargable: NiMH

Peso y dimensiones

Dimensiones de unidad de embalaje:

261 x 247 x 247 mm

Peso de caja unitaria: 339

Dimensiones de la caja unitaria (largo x ancho x alto): 117 x 82 x 225 mm

Número de piezas de la unidad de embalaje: 6

Peso de unidad de embalaje: 2354 g

Accesorios incluidos

Base de carga con soportes para los cabezales

Cabezal de cepillado: 1

