

# PHILIPS

## sonicare

Електрическа четка за  
зъби със SenselQ

Sonicare 9900 Prestige

Среднощно синьо, лимитирано  
издание

SenselQ долавя, адаптира се, грижи  
се

Глава за четка "всичко в едно"

Приложение Sonicare с AI

HX9992/42



## Исключителна грижа, персонализирана за вас, със SenselQ

Sonicare 9900 Prestige с технология SenselQ е най-усъвършенстваната електрическа четка за зъби. Тя подобрява доказаната ни звукова технология с интелигентност, долавяйки и адаптирайки се за цялостна грижа за отлични резултати всеки път.

### Проектирани по ваша мярка

- Елегантен и компактен дизайн

### Винаги взимайте правилния избор със SenselQ

- Приспособява се към вас в реално време, когато четкате твърде силно
- Обратна връзка за почистването в реално време
- Технология SenselQ, която долавя, адаптира се и се грижи
- Долавя начина ви на миене на зъбите
- Грижи се интуитивно за зъбите и венците

### Персонализирано почистване без компромис

- Глава за четка "всичко в едно" за цялостна грижа
- Персонализирани напътствия от приложението Philips Sonicare
- Звуково миене на зъби: Майсторски урок за ефективно почистване

### Първокласни аксесоари

- Лесно зареждане с минималистичната стойка и основа
- USB калъф в среднощно синьо, лимитирано издание, за да пътувате със стил


## Акценти

### Адаптира се към вас в реално време



Повечето от нас упражняват твърде голям натиск по време на миене на зъбите. Ето защо нашата четка за зъби автоматично регулира интензивността, когато натискате твърде силно. А с безплатното приложение Philips Sonicare можете да се възползвате от индивидуални насоки и персонализирани препоръки, за да изведете миенето на зъби на следващото ниво.

### Premium Глава за четка "всичко в едно"



Почиствайте без компромиси с главата за четка "всичко в едно" A3 Premium. Най-добрата ни до момента глава за четка е с косъмчета под ъгъл, които помагат да се премахне до 20 пъти повече плака дори в труднодостъпни зони\*. Триъгълните върхове на влакната работят за премахване на до 100% повече петна за по-малко от два дни\*\*\*. И по-дългите косъмчета почистват дълбоко за до 15 пъти по-здрави венци само за две седмици\*\*. Всичко това, без да сменяте глави за четка. Знаехте ли че: главите за четките стават по-малко ефективни след 3 месеца употреба? Нашата функция BrushSync™ може да ви напомня, когато е почти време за подмяна.

### Лесно зареждане



Когато дойде време за зареждане на четката за зъби, просто я поставете върху зареждащата основа. Четката за зъби заслужава възхищение за изчистения, модерен дизайн.

### Персонализирани насоки




Приложението Philips Sonicare се захранва от изкуствен интелект и работи в перфектна хармония с четката за зъби. Използвайте го за почистване с насоки в реално време за натиск, движение, покритие, продължителност и честота. Преглеждайте отчетите за напредъка по ден, седмица, месец и година. Вземете персонализирани препоръки и стъпки на действия за по-добро почистване. Междувременно автоматичното синхронизиране поддържа актуализирани данните за почистване в приложението дори когато не миете зъбите си с приложението до вас.

### Еlegantна и компактна



Изживяването със Sonicare 9900 Prestige е свързано с мощна технология, доставена със стил и компактност. Четката за зъби е с 18 мм по-къса от DiamondClean и разполага с първокласни материали, за да направи това луксозно устройство привлекателно и приятно на допир.

### Обратна връзка в реално време



Може да не забелязвате, когато четкате зъбите си твърде силно и с голям натиск, но четката за зъби ще го направи. Светлинният пръстен в края на дръжката внимателно ще ви напомня да намалите натиска или търкането.

### Доказано звуково миене на зъби



Отстранете плаката със звукова технология – нашият еталон за ефективно и нежно почистване. Докато миете зъбите си, до 62 000 движения на косъмчета и динамично действие на течността помагат за почистване дори на труднодостъпни места, оставяйки устата ви да се чувства изключително свежа и чиста.

### Технология SenseIQ



Докато си миете зъбите, технологията SenseIQ регистрира натиска, движението, покритието и други до 100 пъти в секунда. След това адаптира интензивността, ако натискате твърде силно. Интелигентността на SenseIQ извежда предположенията от режимите на четкане за грижа и по-добро миене на зъбите с течение на времето.

# Спецификации

## Възможности за свързване

**Безжична технология Bluetooth®:** Свързано приложение за почистване

## Захранване

**Електрозахранване:** 110-220 V

## Технически спецификации

**Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване):** 2+ седмици\*\*\*\*

**Батерия:** Акумулаторна

**Тип батерия:** Литиево-йонна

## Дизайн и покритие

**Цвят:** Среднощно синьо

## Сервиз

**Гаранция:** 2 години ограничена гаранция

## Съвместимост

**Съвместимост с Android:** Android OS 8.0 или по-нова версия

**Съвместимост с iOS:** iPhones с iOS 13.0 или по-нова версия

## Лесна употреба

**Индикатор за батерията:** Индикатор със светеща икона

**Съвместимост на дръжката:** Лесно поставяне на главите с щракване

**Дръжка:** Елегантен и компактен дизайн, Безпроблемно сензорно управление

**Калф за пътуване:** Елегантен, Ограничено издание на среднощно синьо, компактен калф за зареждане, vegan-friendly leather

**Напомняне за смяна BrushSync:**

Иконката за напомняне светва, за да гарантира винаги перфектни резултати

## Включени в комплекта

**Дръжка:** 1 Sonicare 9900 Prestige

**Глави за четка:** 2 A3 Premium "всичко в едно"

**Калф с USB зареждане Prestige:** 1

**Основа на зарядното устройство:** 1

**USB кабел:** 1

## Работни показатели при почистване

**Лечебен ефект:** До 15 пъти по-здрави венци\*\*

**Скорост:** До 62 000 движения на четката/мин

**Работни характеристики:** Отстранява до 20 пъти повече плака\*

**Таймер:** BrushPacer и SmartTimer

**Предимства на избелването:** До 100% по-малко петна\*\*\*

**Обратна връзка при натиск:** Пръстенът светва в лилаво, Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

**Обратна връзка за силно търкане:** Пръстенът светва в кехлибарено, Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите, Опция за включване/изключване на приложението

## Технология SenselQ

**Сензор за натиск:** Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

**Сензор за търкане:** Указва за намаляване на търкането

**Сензор за позиция:** Проследява покритието на почистване, за всяка сесия на почистване на зъбите

**3D карта на устата:** Откроява пропуснати зони

**Адаптивна интензивност:** Регулира нивото на интензивност, когато се прилага твърде голям натиск

**Изкуствен интелект:** Разпознава и синхронизира почистването

## Приложение Sonicare с изкуствен интелект

**Насоки в реално време:** Персонализирани препоръки, Отчет за напредък по ден/седмица/година

**Персонализуеми режими:** Clean, White+, Здраве на венците, Deep Clean, Sensitive

