



Philips Sonicare Power  
Flosser 3000  
Szájzuhany

#### Quad Stream technológia

Rendkívül halk kialakítás  
Impulzushullámok vezetnek menet  
közben



HX3711

Akár 180%-kal hatékonyabb\* az egészségesebb fogínyért

### Könnyed, alapos tisztítás

Élvezze a fogak közötti könnyed, alapos tisztítást, és javítsa fogínye egészségét. A Quad Stream technológiánk segítségével kevesebb erőfeszítéssel több területet fedhet le, míg a Pulse Wave technológia fogról fogra gyengéden vezeti Önt. Ilyen egyszerű.

#### An effortless clean with advanced technology

- Egyszerűen feltölthető 550ml-es tartály
- F3 Quad Stream fúvófej a maximális lefedettségért
- F1 Standard fúvófej a szokásos tisztításhoz
- A Pulse Wave technológia fogról fogra vezeti a felhasználót
- Rendkívül halk kialakítás a nagyszerű eredményekért, mások zavarása nélkül
- Quad Stream fej a maximális lefedettségért

#### Egyszerűen személyre szabható az igényeinek megfelelően

- 2 üzemmód, 10 intenzitási szint

**PHILIPS**  
**sonicare**


# Fénypontok

## F3 Quad Stream fej



A maximális lefedettség és az extra alapos tisztítás érdekében használja a Quad Stream fúvókát, hogy a vizet négy széles sugárban irányítsa a fogak közé és az íny vonalára. A puha gumivezető kíméletes az ínyhez, és minden fúvóka egyszerűen fel- és lepattintható.

## Fogról fogra vezeti a felhasználót



A tisztító impulzusok rövid szünetei arra készítik a pácienseit, hogy a fúvófejet a következő fogközre csúsztassák, így biztosítva az egész száj tisztítását.

## Rendkívül halk kialakítás




Diszkrét tisztításra tervezték, így páciensei mások zavarása nélkül érhetnek el nagyszerű eredményeket.

## 2 üzemmód, 10 intenzitási szint



Páciensei megtapasztalhatják a szükségleteikre szabott tisztaságot. A Clean (Tisztítás) üzemmód folyamatos vízáramlást használ a hatékony mindennapos tisztításhoz, a Deep Clean (Mélytisztítás) funkció különálló impulzusokat használ az alaposabb tisztításhoz.

## F1 Standard fej



Standard fúvófej a fogak közötti erőteljes tisztításhoz, a lepedék és a szennyeződés eltávolításához

## F3 Quad Stream fej



A maximális lefedettség és az extra alapos tisztítás érdekében használja a Quad Stream fúvókát, hogy a vizet négy széles sugárban irányítsa a fogak közé és az íny vonalára. A puha gumivezető kíméletes az ínyhez, és minden fúvóka egyszerűen fel- és lepattintható.

## 550ml-es tartály



A 550 ml-es, egyszerűen felpattintható fedéllel ellátott tartály elegendő vizet tartalmaz egy tisztításhoz. Az újratöltéshez egyszerűen emelje ki, töltsse meg, majd pattintsa vissza.

# Műszaki adatok

## Tápellátás

- Feszültség: Többfeszültségű töltő

## Szerviz

- Jótállás: 2 év korlátozott garancia

## Egyszerű használat

- Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
- Fúvócső: Egyszerűen fel- és lepattintható

## Teljesítmény

- Tisztítás: A teljes száj megtisztítása 60–90 másodperc alatt

## Tartozékok

- F1 Standard fej: 1
- F3 Quad Stream fej: 1
- Elektromos fogköztisztító: 1

## Módok

- Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért
- Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért
- Intenzitási szintek: 10

## Egészségügyi előnyök

- Lepedék eltávolítás: Akár 3-szor olyan hatékony\*\*
- Gum health: Akár 180%-kal hatékonyabb\*



Kiadás dátuma  
2023-10-20

Verzió: 5.5.2

EAN: 87 10103 94711 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* a fogselyemmel szemben. A Quad Stream fúvófej használata mellett, 8. beállítással, kézi fogkeféve, közepes és súlyos fogínygyulladásban szenvedő betegeknél, szemben a hagyományos kézi fogkefe és fogselyem használatával.

\*\* a fogselyemhez képest a fogak közötti és a fogíny mentén történő lepedékeltávolítás terén a Quad Stream hegy használata mellett, 8. beállítással, kézi fogkeféve, közepes és súlyos fogínygyulladásban szenvedő betegeknél, szemben a hagyományos kézi fogkefe és fogselyem használatával.