

PHILIPS



Spazzolino elettrico

Philips One by
Sonicare

One significa migliore pulizia

One significa movimento

One significa semplicità

One significa più colori



HY1200/26

One per la tua pulizia dei denti

Il nuovo spazzolino elettrico One migliora la pulizia dei denti per un sorriso più bianco e splendente. Puoi portarlo con te ovunque. Il suo design elegante e leggero lo rende lo spazzolino ideale. Devi solo scegliere il colore del tuo One.

Pulizia migliore

- Buone vibrazioni

Fuori casa

- Custodia da viaggio da portare sempre con te

Pratica

- Semplifica la routine con la guida alla pulizia
- Mantieni lo spazzolino come nuovo
- Una ricarica, un mese di utilizzo

Più colori

- Un colore per ogni stile

In evidenza

Buone vibrazioni

Pensa a One come a uno spazzolino manuale che agisce più efficacemente e velocemente. 13.000 microvibrazioni al minuto e setole sagomate puliscono delicatamente i denti per un sorriso più bianco e luminoso.

One è sempre con te



One è pensato per essere portato fuori casa e per offrirti quella sensazione di pulito ovunque. È elegante e leggero e si adatta perfettamente a una custodia da viaggio compatta.

Routine semplice

A volte, abbiamo tutti bisogno di essere un po' guidati. Lo spazzolino One emette un segnale ogni 30 secondi, indicandoti quando passare

all'area successiva della bocca. Un segnale di durata maggiore, emesso a 2 minuti, ti consente di sapere quando la pulizia è terminata.

Un colore per ogni stile

Da nero a glitterato, da bianco neve a verde salvia, scegli il colore che più si adatta al tuo stile. Puoi combinare le parti e abbinare la testina all'impugnatura creando la tua combinazione di colori.

Scegli cose leggere

Per ottenere risultati ottimali, i dentisti consigliano di sostituire la testina ogni tre mesi. Le testine Philips One sono disponibili in una vasta gamma di colori vivaci, per consentirti di modificare il look e la testina ogni volta.

Una ricarica, un mese di utilizzo

Ricaricare il tuo One è semplice. Basta togliere il cappuccio, collegare il cavo USB-A e attendere che la spia smetta di lampeggiare. Con una sola ricarica, puoi utilizzare lo spazzolino per 30 giorni, il che corrisponde a un mese di sorriso più bianco e luminoso.

Specifiche

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 30 giorni

Aspetto e rifiniture

Colore: Ombra

Compatibilità

Compatibilità della testina: Compatibile solo con, Spazzolino Philips One

Compatibilità del manico: Non compatibile con altri, Le testine Philips Sonicare assicurano

Accessori inclusi

Custodia da viaggio: 1 Custodia da viaggio Philips One

Testine: 1 testina Philips One

Manico: 1 Philips One

