

# PHILIPS

## sonicare

Testine standard per  
spazzolino sonico

G3 Premium Gum  
Care

Confezione da 8

Misura standard

Ad aggancio

Associazione con modalità  
BrushSync

HX9058/17



## Gengive sane per un sorriso sano

Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane\*

La salute dei denti inizia da gengive sane. Prenditene cura con la nostra testina G3 Premium Gum Care. I bordi morbidi e flessibili si adattano ai contorni delle tue gengive, coprendo una superficie 2 volte più ampia\*\* per una migliore rimozione della placca lungo il bordo gengivale.

### Tecnologia innovativa

- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali\*\*\*\*

### Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

### Per una cura delle gengive eccezionale


- Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane\*\*\*

### Una pulizia profonda ineguagliabile

- Superficie di contatto fino a 2 volte più ampia\*\* per una pulizia profonda senza sforzo
- Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale

## In evidenza

### Massima attenzione alla salute delle gengive



Con la testina Premium Gum Care di Philips Sonicare persino la pulizia più profonda è delicata. Mentre il tuo spazzolino si muove lungo il bordo gengivale, i bordi e le setole flessibili assorbono la pressione in eccesso per proteggere le gengive anche quando spazzoli energicamente. Le setole sono pensate appositamente per rimuovere la placca e i batteri lungo il bordo gengivale migliorando la salute delle gengive. Il design curvo della testina assicura il massimo contatto delle setole con il dente.

### Tecnologia AdaptiveClean



Otterrai ogni volta una pulizia personalizzata grazie alla nostra tecnologia AdaptiveClean. I morbidi bordi in gomma si piegano per consentire a Premium Gum Care di adattarsi alla forma dei tuoi denti e gengive, assorbendo l'eventuale pressione in eccesso e migliorando la nostra pulizia sonora. Le setole si adattano alla forma dei tuoi denti e gengive coprendo una superficie doppia rispetto a una normale testina\*\*, per una pulizia ancora più profonda anche nelle zone più difficili da raggiungere.

### Pulizia con la massima tranquillità




Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

### Inserimento facile ad aggancio



La testina G3 Premium Gum Care si adatta perfettamente a tutti i manici Philips Sonicare, eccetto Philips One ed Essence. Basta agganciarla e sganciarla per una facile sostituzione e pulizia.

### Puoi dire addio alla placca



Grazie al suo design flessibile, Premium Gum Care rimuove fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale. La nostra esclusiva

tecnologia di pulizia Philips Sonicare garantisce una pulizia eccellente che si vede e si sente.

### Testine di ricambio



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

### Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

# Specifiche

## Aspetto e rifiniture

Riconoscimento intelligente testina

Colore: Bianco

Consistenza rigida delle setole: Morbida

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Materiale testina: Bordi in gomma morbidi e flessibili

Misura: Standard

## Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

## Accessori inclusi

Testine: 8 G3 Premium Gum Care

## Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

## Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove 10 volte più placca\*\*\*\*

Salute delle gengive: Gengive fino a 7 volte più sane\*

