

PHILIPS

sonicare

Testine standard per
spazzolino sonico

G3 Premium Gum
Care

Confezione da 8

Misura standard

Ad aggancio

Associazione con modalità
BrushSync

HX9058/33



Gengive sane per un sorriso sano

Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane*

La salute dei denti inizia da gengive sane. Prenditene cura con la nostra testina G3 Premium Gum Care. I bordi morbidi e flessibili si adattano ai contorni delle tue gengive, coprendo una superficie 2 volte più ampia** per una migliore rimozione della placca lungo il bordo gengivale.

Tecnologia innovativa

- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali****
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

Per una cura delle gengive eccezionale


- Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane***

Una pulizia profonda ineguagliabile

- Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale
- Superficie di contatto fino a 2 volte più ampia** per una pulizia profonda senza sforzo

In evidenza

Massima attenzione alla salute delle gengive



Con la testina Premium Gum Care di Philips Sonicare persino la pulizia più profonda è delicata. Mentre il tuo spazzolino si muove lungo il bordo gengivale, i bordi e le setole flessibili assorbono la pressione in eccesso per proteggere le gengive anche quando spazzoli energicamente. Le setole sono pensate appositamente per rimuovere la placca e i batteri lungo il bordo gengivale migliorando la salute delle gengive. Il design curvo della testina assicura il massimo contatto delle setole con il dente.

Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

Inserimento facile ad aggancio




La testina Premium Gum Care si adatta perfettamente a tutti i modelli di impugnatura Philips Sonicare, eccetto PowerUp Battery ed Essence. Basta fare clic su on e off per una facile sostituzione e pulizia.

Associazione con modalità BrushSync™



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™****. La testina Premium Gum Care G3 si sincronizza con l'impugnatura dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™****, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una cura delle gengive eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Puoi dire addio alla placca



Grazie al suo design flessibile, Premium Gum Care rimuove fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale. La nostra esclusiva tecnologia di pulizia Philips Sonicare garantisce una pulizia eccellente che si vede e si sente.

Tecnologia AdaptiveClean



Otterrai ogni volta una pulizia personalizzata grazie alla nostra tecnologia AdaptiveClean. I morbidi bordi in gomma si piegano per consentire a Premium Gum Care di adattarsi alla forma dei tuoi denti e gengive, assorbendo l'eventuale pressione in eccesso e migliorando la nostra pulizia sonora. Le setole si adattano alla forma dei tuoi denti e gengive coprendo

una superficie doppia rispetto a una normale testina**, per una pulizia ancora più profonda anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Testine di ricambio



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Specifiche

Aspetto e rifiniture

Riconoscimento intelligente testina

Colore: Black

Consistenza rigida delle setole: Morbida

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Materiale testina: Bordi in gomma morbidi e flessibili

Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Accessori inclusi

Testine: 8 G3 Premium Gum Care

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove 10 volte più placca****

Salute delle gengive: Gengive fino a 7 volte più sane*

