

PHILIPS

sonicare



Mutes dobuma
irigators

Cordless Power
Flosser 3000

Quad Stream tehnoloģija
Impulsu viļņi vada jūsu kustības



HX3826/31

Jaunatklāta zobstarpu tīrīšana ar QuadStream tehnoloģiju

Likvidē līdz 99,9 % aplikuma* tīrītājās zonās

Zobstarpu tīrīšana bez piepūles labākai smaganu veselībai. Unikālais Quad Stream uzgalis tīra vairāk vietas ar mazāku piepūli, katru reizi sniedzot efektīvāku zobstarpu tīrīšanu, tādēļ to var veikt pareizi vieglāk.

Easy and convenient

- Ātra universāla uzlāde ar kabeli no USB-A uz mazo spraudni
- Vienkārši uzpildāma 250 ml tvertne
- Viegla metode
- Standarta uzgalis plankumu tīrīšanai

Faster, more effective flossing

- 2 skalošanas režīmi, 3 intensitātes līmeņi
- Pilnīga tīrīšana 60 sekundēs
- Pulse Wave vada no zoba uz zobu
- Quad Stream tehnoloģija ātrākai un efektīvākai skalošanai

An effortless clean with advanced technology

- Quadstream tehnoloģija: noņem aplikumu zem smaganu līnijas

Cordless Power Flosser 3000

Mutes dobuma irigators

HX3826/31

Izceltie produkti

Quad Stream tehnoloģija



Unikāls "X" formas Quad Stream uzgalis sadala plūsmu 4 ūdens strūklās, kas iedarbojas uz lielāku vietu starp zobiem un gar smaganu līniju. Iegūstiet ātrāku, rūpīgāku tīrīšanu bez zobu diega radītām problēmām.

Tīra zobus zem smaganu līnijas



Quadstream tehnoloģija noņem līdz 99% aplikuma 6 mm periodonta kabatās.

Pulse Wave tehnoloģija




Maigie ūdens impulsi palīdz tīrīt katru zobu ar rūpīgās tīrīšanas režīmu – tādēļ tīrīšana vienmēr būs pareiza.

2 režīmi, 3 intensitātes līmeņi



Izvēlieties tīrīšanas veidu, kas atbilst jūsu smaidam. Tīrīšanas režīms nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu, sniedzot efektīvu tīrīšanu ikdienā. Rūpīgās tīrīšanas režīms nodrošina ūdens impulsus, sniedzot pilnīgāku tīrīšanu. Pielāgojamais intensitātes līmenis pielāgojas, gādājot par jūsu komfortu.

Pilnīga tīrīšana 60 sekundēs




Pieķūstiet grūti sasniedzamām vietām, izmantojot uzgali, kas griežas 360 grādu leņķī, lai jūs ierīci varētu izmantot jebkurā orientācijā. Iegūstiet rūpīgu tīrību 360 grādu leņķī vien 60 sekundēs no sākuma līdz beigām.

Ātra uzlāde ar kabeli no USB-A uz mazo spraudni




Droša uzlāde ar kabeli no USB-A uz mazo spraudni. Ar vienu uzlādi varat tīrīt līdz 14 dienām.

250 ml tvertne



250 ml tvertnē ir pietiekami daudz ūdens ieteicamajai 60 sekunžu tīrīšanai. Vienkārši pagrieziet un noņemiet vai izmantojiet sānu uzpildes atveri, lai to viegli uzpildītu.

Viegla metode



Vienkārši tēmējiet, piespiediet un tīriet, lai iegūtu efektīvāku zobstarpu tīrīšanu. Tēmējiet uzgali starp zobiem un gar smaganu līniju un ļaujiet ierīcei visu paveikt jūsu vietā.

Standarta uzgalis plankumu tīrīšanai



Standarta vienas plūsmas uzgalis sniedz lielāku spiedienu plankumu tīrīšanai un pārtikas atlieku iztīrīšanai, kad tas nepieciešams.

Cordless Power Flosser 3000

Mutes dobuma irigators

HX3826/31

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Consumer Trade Item

Height: 24.7 cm

Width: 13.4 cm

Length: 9.2 cm

Net weight: 0.426 kg

Gross weight: 0.644 kg

GTIN: 8720689011037

Country of origin: CN

Harmonized system code: 96032100

Outer Carton

Height: 27.2 cm

Width: 15.1 cm

Length: 29.9 cm

Net weight: 1.278 kg

Gross weight: 2.232 kg

GTIN: 18720689011034

Pallet

Height: 96.6 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 76.68 kg

Gross weight: 159.18 kg

GTIN: 68720689011039

Dizains un apdare

Krāsa: Balta

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Pallet Layer

Height: 27.2 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Vienkārsa lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Uzgaļa piederums: Viegla piestiprināšana un noņemšana

Sniegums

Tīrīšana: Iztīra visu muti 60—90 sek.

Komplektā iekļautie piederumi

F1 standarta uzgalis: 1

F3 Quad Stream uzgalis: 1

Ceļojumu somiņa: 1

USB lādēšanas kabelis: 1

USB sienas adapteris: 1

Sonicare bezvadu Power Flosser: 1

Režīmi

Tīrīšana: Rūpīgai ikdienas tīrīšanai

Rūpīga tīrīšana: Dziļai zobstarpu tīrīšanai

Intensitāte: 3 līmeņi

Veselības ieguvumi

Zem smaganām: Noņem līdz 99% aplikuma zem smaganu līnijas**

