

PHILIPS

sonicare



Standartinės „Sonic“
dantų šepetėlio galvutės

S2 Sensitive

2 pakuotės

Standartinis dydis

Įstatoma

„BrushSync“ režimas-poravimas



HX6052/10

Švelnus, tačiau veiksmingas valymas

Ypač minkšto šepetėlio galvutė jautriems dantims ir dantenoms

„S2 Sensitive“ šepetėlio galvutė yra sukurta specialiai jautriems dantims ir dantenoms. Ypač ploni šereliai užtikrina efektyvų, tačiau švelnų valymą. 70 % šiai šepetėlio galvutei naudojamo plastiko yra bioplastikas*

Paprasta naudoti

- Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes
- Paruošta prijungti prie „Sonicare“ rankenos

Didelis efektyvumas

- 70 % biologinės kilmės plastiko*
- Įrodytas veiksmingumas su papildomu minkštumu

Skirta jautriems dantims ir dantenoms

- Švelnesnis dantis ir dantenoms
- Pašalina 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose**
- Iki 5 k. sveikesnės dantenos vos per 6 savaites***


S2 Sensitive

Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6052/10

Ypatybės

Itin ploni šereliai



Dėl ploniausių (0,1 mm) šerelių iš visų „Sonicare“ šepetėlių galvutė „S2 Sensitive“ valo švelniai, bet veiksmingai.

Unikalios minkšta konstrukcija



Daugiau nei 3 000 itin plonų šerelių turinti šepetėlio galvutė sukurta taip, kad būtų itin minkšta, tačiau veiksmingai valytų ir pašalintų 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose.**

Papildoma jūsų dantenų priežiūra



Kai valote dantis, itin minkšti šereliai švelniai valo dantenų liniją, kad dantenos taptų sveikesnės vos per dvi savaites.

Naudojamas biologinės kilmės plastikas



Siekiame sumažinti iškastinio kuro plastiko naudojimą savo produktuose. Štai kodėl 70 % plastiko, naudojamo šioje šepetėlio galvutėje, yra biologinės kilmės.*

Patikimas „Sonicare“ valymas



Su pažangia „Philips Sonicare“ technologija visada valysite geriausiai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dėl savo itin minkštų šerelių „S2 Sensitive“ šepetėlio galvutė veiksmingai pašalina apnašas ir švelniai valo dantenas.

Pakeitimo priminimas



Šepetėlio galvutės tampa mažiau veiksmingos po trijų mėnesių naudojimo. Naudojant „BrushSync“ jums bus tiksliai priminta, kada pakeisti šepetėlio galvutę pagal jūsų valymo įpročius.

Uždedama konstrukcija



Ši užspaudžiama šepetėlio galvutė puikiai tinka jūsų „Philips Sonicare“ rankenai (žr. toliau pateiktą sąrašą). Jo uždedama konstrukcija leidžia valyti ir pakeisti galvutę itin paprastai.

S2 Sensitive

Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6052/10

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Itin minkšti

Spalva: Balta

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna šerelių spalva

Dydis: Įprastas

Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Tinka šiems modeliams: 2 serija – apsauga nuo apnašų, 2 serija – apnašų kontrolė, 3 serija –

sveikos dantenos, „DiamondClean“, „DiamondClean 9000“, „DiamondClean Smart“, „EasyClean“, „Essence+“, „ExpertClean“, „ExpertResults“, „FlexCare“, „FlexCare Platinum“, „FlexCare Platinum Connected“, „FlexCare+“, vaikams, „HealthyWhite“, „HealthyWhite+“, „PowerUp“, „Prestige 9900“, „ProtectiveClean“, 1100 serija, 3100 serija, 2100 serija
Netinka: „Philips One“, „Essence“

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 2 vnt. „S2 Sensitive“ šepetėlių galvučių

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas: kad būtų naudojamas optimaliau

