

# PHILIPS

## sonicare

Testine standard per  
spazzolino sonico

### S2 Sensitive

Pacco da 2

Misura standard

Ad aggancio

Associazione con modalità  
BrushSync



HX6052/10



## Pulizia delicata ed efficace

Testina ultramorbida per denti e gengive sensibili

La testina S2 Sensitive è realizzata appositamente per denti e gengive sensibili. Le setole ultrasottili offrono una pulizia efficace e delicata. Il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base di biomateriali\*

#### Semplicità d'uso

- Pronto per il collegamento con l'impugnatura Sonicare
- Non dimenticare mai di sostituire le testine

#### Prestazioni elevate


- Efficacia dimostrata e morbidezza extra
- Plastica a base biologica al 70%\*

#### Progettato per denti e gengive sensibili

- Più delicato su denti e gengive
- Rimuove fino a 10 volte più placca nelle zone difficili da raggiungere\*\*
- Gengive fino a 5 volte più sane in appena 6 settimane\*\*\*

## In evidenza

### Setole ultrasottili



Con le setole più sottili di qualsiasi testina Sonicare (0,1 mm), S2 Sensitive offre un'esperienza di pulizia delicata ma efficace.

### Design straordinariamente morbido



Con oltre 3.000 setole ultrasottili, la testina dello spazzolino è progettata in modo esclusivo per offrire una pulizia efficace ed extra morbida in grado di rimuovere 10 volte più placca nelle zone difficili da raggiungere.\*\*

### Maggiore protezione delle gengive



Mentre ti lavi i denti, le setole extra morbide puliranno delicatamente anche il bordo gengivale, per migliorare la salute delle gengive in sole sei settimane.

### Utilizza plastica a base biologica



Stiamo lavorando per ridurre l'uso di plastica a base di combustibili fossili nei nostri prodotti. Ecco perché il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base biologica.\*

### Pulizia affidabile Sonicare



Ottieni sempre le massime prestazioni di pulizia con la tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare. Grazie alle setole extra

morbide, la testina S2 Sensitive è clinicamente testata per rimuovere la placca in modo efficace e delicato sulle gengive.

### Avviso di sostituzione



Le testine diventano meno efficaci dopo tre mesi di utilizzo. Con BrushSync ti ricorderai esattamente quando sostituire la testina in base al tuo metodo di pulizia.

### Design ad aggancio



Questa testina ad aggancio si adatta perfettamente all'impugnatura Philips Sonicare (controllare l'elenco riportato di seguito). Il design ad aggancio rende la pulizia e la sostituzione della testina incredibilmente semplici.

# Specifiche

## Aspetto e rifiniture

**Colore:** Bianco

**Consistenza rigida delle setole:** ultra soft

**Setole con avviso di sostituzione:** Il colore blu scompare progressivamente

**Misura:** Standard

**Riconoscimento intelligente testina**

## Compatibilità

**Sistema con testine:** Ad aggancio

**Adatto per questi modelli:** Serie 2 Plaque Defence, Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,

Prestige 9900, ProtectiveClean, Serie 1100, Serie 3100, Serie 2100

**Non adatto per:** Philips One, Essence

## Accessori inclusi

**Testine:** 2 testine S2 Sensitive

## Qualità e prestazioni

**Sostituzione:** Ogni 3 mesi

**Testata:** per un uso ottimale

