


Philips VisaCare
Vervangend opzetstuk

Sensitive

SC6890/01



Vervangend opzetstuk Gevoelig

Alleen voor gebruik met Philips VisaCare Microdermabrasion: scrubben gecombineerd met vacuümmassage, in uw eigen vertrouwde omgeving, stimuleren het natuurlijke vernieuwingsproces van uw huid en pakken de eerste tekenen van het ouder worden aan.

Gemakkelijk te vervangen scrubuiteinde

- Gemakkelijk op te zetten uiteinde

Microdermabrasion-uiteinde Gevoelig

- Microdermabrasion-uiteinde voor zachte behandeling
- Om de 6 maanden vervangen

PHILIPS

Specificaties

Voordelen

- Type huid: Voor de gevoelige huid

Gebruiksgemak

- Reiniging: Wassen met schoon water, met zeep en

borstel

- Compatibel met: Philips SC6220, Philips SC6240
- Vervanging: Gemakkelijk op te zetten opzetstuk
- Aangeraden vervanging: Iedere 6 maanden

Kenmerken

Microdermabrasion Gevoelig

Aanbevolen voor vrouwen die voor het eerst een Microdermabrasion-behandeling ondergaan, of voor vrouwen met een gevoelige huid of in perioden waarin de huid gevoeliger is door seizoens- of hormonale veranderingen. Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen, veilig voor thuisgebruik. Als u een nieuw uiteinde gebruikt, begin dan altijd met een beperkt aantal behandelingen, zodat uw huid kan wennen aan intensere behandeling.*

Gemakkelijk op te zetten

Gemakkelijk op te zetten en alleen te gebruiken met Philips SC6220 en SC6240.

Om de 6 maanden vervangen

Voor optimale resultaten, wordt u aangeraden het microdermabrasion-uiteinde iedere zes maanden te vervangen.



Publicatiedatum
2023-08-04

Versie: 8.2.1

EAN: 87 10103 67522 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* in vergelijking met een opzetstuk dat twee keer per week gedurende zes maanden wordt gebruikt.