

PHILIPS

sonicare



Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

S2 Sensitive

2 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync



HX6052/10

Мягкое, но эффективное очищение

Сверхмягкая чистящая насадка для чувствительных зубов и десен

Чистящие насадки S2 Sensitive специально разработаны для людей с чувствительными зубами и деснами. Ультратонкие щетинки обеспечивают эффективную и в то же время бережную очистку. 70 % пластика в этом изделии — это биопластик*

Легко использовать

- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Готово к подключению к ручке Sonicare

Высокое качество работы

- Доказанная эффективность с дополнительной мягкостью
- На 70 % из биопластика*

Создано для чувствительных десен и зубов

- Состояние десен в 5 раз лучше всего за 6 недель***
- Удаляет в 10 раз больше налета в труднодоступных участках**
- Более бережный уход за полостью рта


S2 Sensitive

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6052/10

Основные особенности

Ультратонкие щетинки



Обладая самыми тонкими щетинками в линейке чистящих насадок Sonicare (0,1 мм), S2 Sensitive обеспечивает одновременно бережный и эффективный уход за полостью рта.

Уникальная мягкая конструкция



Благодаря уникальной конструкции чистящей насадки с более чем 3000 ультратонких щетинок она обеспечивает невероятно бережную, но эффективную очистку, при которой удаляется в 10 раз больше налета в труднодоступных местах.**

Дополнительный уход за деснами



По мере чистки зубов очень мягкие щетинки также аккуратно чистят линию десен, улучшая их здоровье всего за шесть недель.

Используется биопластик



Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.*

Надежная чистка зубов с помощью Sonicare



Благодаря усовершенствованной звуковой технологии Philips Sonicare вы всегда можете добиться максимальной эффективности

чистки. Невероятно мягкие щетинки чистящей насадки S2 Sensitive эффективно удаляют налет и бережно ухаживают за вашими деснами, что было клинически доказано.

Индикатор замены



Чистящие насадки становятся менее эффективными через три месяца использования. Благодаря BrushSync вы будете точно знать, когда следует заменить чистящую насадку.

Съемный дизайн



Эта сменная насадка идеально подходит к ручке Philips Sonicare (см. список ниже). Ее съемный дизайн делает процесс чистки и замены быстрым и простым.

S2 Sensitive

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6052/10

Характеристики

Дизайн и отделка

Жесткость щетинок: Ультратонкие

Цвет: Белый

Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают

Размер: Стандартный

Распознавание чистящей насадки

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные

Подходит для этих моделей: 2 Series Plaque Defense, 2 Series Plaque Control, 3 Series для

более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Серия 1100, Серия 3100, Серия 2100

Несовместимо: Philips One, Essence

В комплекте

Насадки: Чистящие насадки S2 Sensitive, 2 шт.

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца

Протестировано: для оптимального использования

