

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

Philips Sonicare S2 Sensitive

4 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync



HX6054/10

Мягкое, но эффективное очищение

Сверхмягкая чистящая насадка для чувствительных зубов и десен

Чистящие насадки S2 Sensitive специально разработаны для людей с чувствительными зубами и деснами. Ультратонкие щетинки обеспечивают эффективную и в то же время бережную очистку. 70 % пластика в этом изделии — это биопластик*

Легко использовать

- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Готово к подключению к ручке Sonicare

Высокое качество работы

- Доказанная эффективность с дополнительной мягкостью
- На 70 % из биопластика*

Создано для чувствительных десен и зубов

- Состояние десен в 5 раз лучше всего за 6 недель***
- Удаляет в 10 раз больше налета в труднодоступных участках**
- Более бережный уход за полостью рта

Philips Sonicare S2 Sensitive

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6054/10

Характеристики

Дизайн и отделка

Жесткость щетинок: Ультрамягкие

Цвет: Белый

Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают

Размер: Стандартный

Распознавание чистящей насадки

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные Подходит для этих моделей: 2 Series Plaque Defense, 2 Series Plaque Control, 3 Series для

более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Серия 1100, Серия 3100, Серия 2100

Несовместимо: Philips One, Essence

В комплекте

Насадки: Чистящие насадки S2 Sensitive, 4 шт.

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца Протестировано: для оптимального

использования

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Дата выпуска 2025-04-04

Версия: 9.9.1

EAN: 87 20689 02102 9

www.philips.com



Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

^{*} относится к этой чистящей насадке на основании сравнения массы

^{* *} по сравнению с обычной зубной щеткой, 6 недель

^{* **}по сравнению с обычной зубной щеткой