

PHILIPS

Elektrische
tandenborstel

Philips One by
Sonicare

De One die beter reinigt

De One voor onderweg

De One zonder gedoe

De One in meerdere kleuren



HY1200/24



Verbeter uw poetsbeurt

De nieuwe elektrische One maakt uw tanden beter schoon en geeft u een helderdere, wittere glimlach. Waar u ook naartoe gaat, deze gaat met u mee. Het slanke, lichte ontwerp en de draagbare tas maken het de perfecte borstel voor u. Welke kleur heeft uw One?

Beter poetsen

- Goede vibraties

Probleemloos

- Eén keer opladen, één maand poetsen
- Eenvoudig routine opbouwen met de poetsbegeleiding

Meerdere kleuren

- Voor elke stijl een kleur

Kenmerken

Goede vibraties



Zie de One als een gewone tandenborstel die harder en sneller werkt. 13.000 microtrillingen per minuut en voorgevormde borstelharen reinigen uw tanden zachtjes voor een wittere, stralende lach.

Eenvoudig routine opbouwen



We hebben allemaal wel eens een beetje begeleiding nodig. De One zoemt elke 30 seconden om u aan te moedigen naar het volgende deel van uw mond te gaan. Een langere zoemtoon na 2 minuten laat u weten wanneer de klus geklaard is.

Voor elke stijl een kleur



Kies de kleur die bij uw stijl past. U kunt de opzetborstel combineren met het handvat en zo uw eigen kleurencombinatie creëren.

Eén keer opladen, één maand poetsen



Het opladen van uw One is eenvoudig. Verwijder eenvoudig de dop, sluit uw USB-A-kabel aan en wacht tot het lampje stopt met knipperen. Met één keer opladen kunt u 30 dagen lang poetsen. Dat is een maand lang een wittere en stralendere glimlach.

Specificaties

Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):
Tot 30 dagen

Ontwerp en afwerking

Kleur: Donkerblauw

Compatibiliteit

Compatibele opzetborstels: Alleen compatibel met, Philips One-handvatten

Compatibel met handvat: Niet compatibel met andere, Philips Sonicare-opzetborstels

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 Philips One

Opzetborstels: 1 Philips One-opzetborstel

Klep voor opzetborstels: Philips One-kap voor opzetborstel

