

PHILIPS

sonicare

Standardowe końcówki
szczoteczki sonicznej

C3 Premium Plaque
Defence

5 sztuk w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX9045/33



Nasza najgłębiej czyszcząca końcówka szczoteczki

Nawet 10-krotnie skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej* dla lepszych wyników

Czystość zębów, która dorównuje jedynie urokowi Twojego uśmiechu. C3 Premium Plaque Defence dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł dzięki zastosowaniu miękkich i elastycznych elementów bocznych, które zwiększają powierzchnię kontaktu z zębami 4-krotnie w stosunku do zwykłej końcówki szczoteczki**, umożliwiając wygodne, głębokie oczyszczanie.

Innovative technology

- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare
- Automatycznie wybiera optymalny program

Designed to optimize performance

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Zawsze skuteczne czyszczenie z Philips Sonicare
- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie końcówki

Philips Sonicare's deep clean

- 4-krotnie większa powierzchnia kontaktu** ułatwia czyszczenie

For exceptional plaque removal


- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna

Teraz jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska

- Doskonały wybór dla tych, którzy pragną korzystać z produktów wysokiej jakości, jednocześnie dbając o ekologię naszej planety.

Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej



Dzięki elastycznej konstrukcji końcówka Usuwanie Płytki Nazębnej (Plaque Defence) usuwa do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna*. Miękkie, gumowane i elastyczne boki, wykonują optymalną liczbę ruchów co pozwala uzyskać jeszcze większą moc sonicznego czyszczenia, gdzie mikrobąbelki wnikają również w trudno dostępne miejsca.

Przypomnienie o wymianie końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.


Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, głowka szczoteczki Philips Sonicare C3 Plaque Defence (Usuwanie

Płytki Nazębnej) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Teraz jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska




Z myślą o ograniczeniu wpływu naszych produktów na środowisko naturalne, do produkcji tych końcówek wykorzystaliśmy aż 75% bioplastiku****, a ich opakowanie nadaje się w 100% do recyklingu*****.

Technologia Philips Sonicare



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbityą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Łatwy montaż



Końcówka C3 Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty montaż ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Pelen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Dopasowująca się technologia czyszczenia



Włókna dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, zapewniając nawet 4-krotnie większy kontakt z powierzchnią czyszczącą niż w przypadku innej głowki szczoteczki** oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc.

C3 Premium Plaque Defence

Standardowe końcówki szczoteczki sonicznej

HX9045/33

Dane techniczne

Jednostka handlowa

Height: 22.1 cm

Width: 6 cm

Length: 4.4 cm

Net weight: 0.045 kg

Gross weight: 0.059 kg

GTIN: 8720689022989

Country of origin: DE

Karton zewnętrzny

Height: 7.5 cm

Width: 22 cm

Length: 38 cm

Net weight: 0.45 kg

Gross weight: 0.719 kg

GTIN: 18720689022986

Paleta

Height: 119.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 63 kg

Gross weight: 126.51 kg

GTIN: 68720689022981

Stylistyka i wykończenie

Mięgkość włosia: Średnio miękka

Kolor: Czarny

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Materiał końcówki szczoteczki: Miękkie elastyczne brzegi

Wymiary: Standardowa

Inteligentne rozpoznawanie końcówki

Pallet Layer

Height: 7.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Inne

Height: 119.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

GTIN: 68720689022981

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed płytką

nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Seria 1100, Seria 2100, Seria 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000
Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 5 C3 Premium Plaque Control

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa 10 razy więcej płytki nazębnej*

