

PHILIPS

Testine standard per
spazzolino sonico

A3 Premium All-in-
One

Confezione da 4

Misura standard

Ad aggancio

BrushSync attivato



HX9094/11



Testina unica per un'igiene orale completa

Pulizia senza compromessi

La testina Premium All-in-One A3 è l'unica che ti serve per ottenere denti più puliti e bianchi*** e gengive più sane. Questa testina rimuove 20 volte più placca*, riduce le macchie del 100%** e assicura gengive fino a 15 volte più sane in sole 6 settimane**

Designed around you

- Progettato da esperti per le tue esigenze
- La forma delle setole progettata per il tuo sorriso

Intuitive in every way


- Avvisi di sostituzione per una pulizia ottimale
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina

Premium performance

- Rimuove fino a 20 volte più placca, anche nelle zone difficili da raggiungere*
- Fino al 100% di rimozione delle macchie in più in meno di due giorni***
- Gengive fino a 15 volte più sane in appena 6 settimane**
- Pulizia sonora: il capolavoro di una pulizia efficace


In evidenza

Angled bristles



Approfitta del nostro migliore sistema di rimozione della placca**** indipendentemente dal tuo stile di pulizia. La testina Premium All-in-One è dotata di setole con angolazione precisa, progettate per ottimizzare il potenziale di rimozione della placca.

Rounded profile




Il profilo ricurvo consente alle setole di raggiungere perfettamente i punti necessari. Grazie a un rigoroso sviluppo abbiamo creato un'esperienza completa che assicura un'igiene orale eccezionale.

Triangular tips



Spazzola via delicatamente le macchie grazie alle punte triangolari progettate per una rimozione più efficace rispetto alle setole arrotondate. La forma consente un maggiore contatto con la superficie dei denti per rimuovere efficacemente le macchie.

Setole più lunghe



Le setole laterali con copertura extra della testina consentono di pulire delicatamente il bordo gengivale anche quando ti concentri sui denti. Le setole inoltre si flettono per compensare eventuali pressioni eccessive.

Pulizia sonora affidabile



Rimuovi la placca con la tecnologia sonora: il nostro punto di riferimento per una pulizia efficace e delicata. Mentre spazzoli i denti, fino a 62.000 movimenti delle setole e un'azione fluida e dinamica consentono di pulire anche i punti più difficili da raggiungere, lasciando la bocca eccezionalmente fresca e pulita.

Progettato da esperti per le tue esigenze



La testina All-in-One è frutto del nostro processo di ricerca e sviluppo più approfondito di sempre. Abbiamo unito le conoscenze di

dentisti professionisti, esperti dell'igiene orale, tecnici e designer per creare questa testina olistica.

Easy to use



La testina Premium All-in-One A3 si adatta perfettamente al manico ad aggancio Philips Sonicare (vedere l'elenco riportato di seguito). Basta agganciarla e sganciarla per una facile sostituzione e pulizia.

Avvisi di sostituzione per una pulizia ottimale



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino dotato di BrushSync comprende il modo in cui lo utilizzi e ti avvisa quando è il momento di una sostituzione.

Specifiche

Aspetto e rifiniture

Riconoscimento intelligente testina

Colore: Nero

Consistenza rigida delle setole: Media

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Materiale testina: Bordi in gomma morbidi e flessibili

Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 2100, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,

Prestige 9900, ProtectiveClean, Serie 1100, Serie 3100

Non adatto per: Philips One, Essence

Accessori inclusi

Testine: 4 All-in-One Premium A3

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

