

PHILIPS

sonicare

Opzetborstels

Philips Sonicare

Verpakking van 2 stuks

Standaardformaat

Opklikbaar

BrushSync-koppeling van poetsstanden



HX6052/10



Zacht en effectief poetsen

Ultrazachte opzetborstel voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees

De S2 Sensitive-opzetborstel is op maat gemaakt voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees. De ultradunne borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging met een zachte poetservaring. 70% van het plastic dat in deze opzetborstel is gebruikt, is van biologische oorsprong*

Gebruiksvriendelijk

- Klaar voor verbinding met uw Sonicare-handgreep
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Hoge prestaties


- 70% biobased plastic*
- Bewezen effectiviteit met extra zachtheid

Ontworpen voor gevoelige tanden en tandvlees

- Tot 5x gezonder tandvlees in 6 weken***
- Zacht voor tanden en tandvlees
- Verwijdert 10x meer plak op moeilijk te bereiken plekken**

Kenmerken

Ultradunne borstelharen



Met de dunste borstelharen van alle Sonicare-opzetborstels (0,1 mm) zorgt de S2 Sensitive voor een zachte maar effectieve poetservaring.

Uniek zacht ontwerp



Met meer dan 2.000 ultradunne borstelharen is de borstelkop uniek ontworpen voor een extra zachte, maar effectieve reiniging die 10x meer plak verwijdert op moeilijk te bereiken plekken.**

Extra zorg voor uw tandvlees



Terwijl je je tanden poetst, poetsen de extra zachte borstelharen ook zachtjes je tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts zes weken.

Gebruikt biobased plastic



We werken aan het verminderen van het gebruik van plastic op basis van fossiele brandstoffen in onze producten. Daarom is 70% van het plastic dat in deze opzetborstel wordt gebruikt van biologische oorsprong.*

Vertrouwd poetsen met Sonicare



Bereik altijd de beste reinigingsprestaties met de geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare. Van de extra zachte

borstelharen van de S2 Sensitive-opzetborstel is klinisch bewezen dat ze tandplak effectief verwijderen en tegelijkertijd zacht zijn voor uw tandvlees.

Vervangingsherinnering



Opzetborstels worden minder effectief na drie maanden gebruik. Met BrushSync wordt u er precies aan herinnerd wanneer u uw opzetborstel moet vervangen, afgestemd op jouw poetsgedrag.

Opzetbaar ontwerp



Deze opzetborstel past perfect op uw Philips Sonicare-handgreep (zie de lijst hieronder). Dankzij het vastklikkende ontwerp is het reinigen en vervangen van de opzetborstel ongelooflijk eenvoudig.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Ultrazacht

Kleur: Wit

Memo-borstelharen: Blauwe kleur borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Standaard

BrushSync-herkenning van opzetborstels

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen: 2-serie Plaque Defense, 2-serie Plaque Defense, 3-Serie Gum Health, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,

Prestige 9900, ProtectiveClean, 1100-serie, 3100-serie, 2100-serie

Niet geschikt voor: Philips One, Essence

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 S2 Sensitive-opzetborstels

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

