

Jet dentaire - Blanc

Power Flosser 3000 sans fil

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire

2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités

Nettoyage complet en 60 secondes

Réservoir de 250 ml



HX3826/31

La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire* dans les zones nettoyées

Un nettoyage précis et sans effort entre les dents pour améliorer la santé de vos gencives. La canule Quad Stream unique couvre davantage de surface plus facilement, pour un nettoyage interdentaire des plus efficaces à chaque utilisation.

Easy and convenient

- Charge rapide et universelle avec un câble USB-A vers petite fiche
- Réservoir de 250 ml facile à remplir
- Technique sans effort
- Canule standard pour un nettoyage localisé

Faster, more effective flossing

- 2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités
- Nettoyage complet en 60 secondes
- La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents
- Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace

Un nettoyage sans effort grâce à une technologie sophistiquée


• Technologie Quadstream : élimine la plaque dentaire sous les gencives

Jet dentaire - Blanc

HX3826/31

Points forts

Technologie Quad Stream



La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.

Nettoie sous les gencives



La technologie Quadstream élimine jusqu'à 99 % de la plaque dentaire dans les poches parodontales de 6 mm de profondeur.

Technologie Pulse Wave



Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque foir

2 modes, 3 intensités



Choisissez le nettoyage le mieux adapté à votre sourire. Le mode Clean fournit un débit continu pour un nettoyage quotidien efficace, et les impulsions du mode Deep Clean offrent un nettoyage en profondeur. Le niveau d'intensité réglable s'adapte pour plus de confort.

Nettoyage complet en 60 secondes



Accédez aux zones difficiles d'accès grâce à une canule qui tourne à 360 degrés pour vous permettre d'utiliser l'appareil dans n'importe quelle orientation. Offrez-vous un nettoyage poussé à 360° en seulement 60 secondes, du début à la fin

Charge rapide avec un câble USB-A vers petite fiche



Charge pratique avec un câble USB-A vers petite fiche. Profitez de 14 jours d'utilisation maximum avec une seule charge.

Réservoir de 250 ml



Le réservoir de 250 ml contient suffisamment d'eau pour les 60 secondes de nettoyage recommandées. Dévissez-le tout simplement afin de le retirer, ou utilisez l'orifice de remplissage latéral pour le remplir facilement.

Technique sans effort



Il vous suffit de positionner l'appareil et d'appuyer sur le bouton pour réaliser un nettoyage interdentaire plus efficace. Dirigez la canule entre vos dents et le long des gencives : elle se charge du reste!

Canule standard pour un nettoyage localisé



Une canule standard à jet unique augmente la pression pour le nettoyage localisé et l'élimination des résidus alimentaires lorsque vous en avez besoin. Jet dentaire - Blanc

Caractéristiques

Alimentation

Tension: Chargeur multi-tension

Design et finition

Couleur: Blanche

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Performances Nettoyage: Netto

Nettoyage: Nettoie entièrement la bouche en 60 à 90 secondes

Accessoires inclus

Canule F1 Standard: 1
Canule F3 Quad Stream: 1
Housse de transport: 1
Câble de recharge USB: 1
Adaptateur secteur USB: 1

Philips Sonicare Power Flosser sans fil: 1

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien en

profondeur

HX3826/31

Deep Clean: Pour un nettoyage interdentaire en

profondeur

Intensités: 3 niveaux

Bénéfices santé

Sous les gencives: Élimine jusqu'à 99 % de la plaque dentaire sous les gencives**

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Date de publication 2025-04-15 Version: 9.9.1

EAN: 87 20689 01103 7





^{*} Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.

^{**}Étude réalisée en laboratoire (résultats réels sujets à variations), dans les 2 mm les plus profonds d'un modèle de poche parodontale de 6 mm.