

# PHILIPS

## sonicare

Standardne glave  
sonične četkice za zube

A3 Premium All-in-One

4 u pakiranju

Standardna veličina

Postavljanje pritiskanjem

Podrška za BrushSync



HX9094/11



## Jedna glava četkice za potpunu njegu Četkajte bez kompromisa

Glava četkice A3 Premium All-in-One jedino je što vam treba za čišće i bjelje zube\*\*\* te zdravije desni. Ova glava četkice uklanja do 20x puta više naslaga\*, smanjuje mrlje do 100%\*\* te povećava zdravlje desni do 15x u samo 6 tjedana\*\*

### Designed around you

- Dizajnirali stručnjaci, za vas
- Oblik vlakana dizajniran za vaš osmijeh

### Intuitive in every way


- Podsjetnici za zamjenu osiguravaju vrhunske rezultate četkanja
- Dizajn za postavljanje pritiskanjem pruža jednostavno pričvršćivanje glave četkice

### Premium performance

- Uklanjanje do 20x više naslaga, čak i s teško dostupnih područja\*
- Uklanjanje mrlja do 100 % za manje od dva dana\*\*\*
- Do 15 puta zdravije desni u samo 6 tjedana\*\*
- Sonična tehnologija za najučinkovitije čišćenje zubi i desni

# Istaknute značajke

## Vlakna pod kutom




Iskoristite najbolje uklanjanje naslaga\*\*\*\* bez obzira na svoj stil četkanja. Glava četkice Premium All-in-One dolazi s vlaknima pod preciznim kutovima koja su dizajnirana za maksimalno ostvarivanje potencijala za uklanjanje naslaga.

## Zaobljeni profil



Zahvaljujući zaobljenom profilu, vlakna idu točno tamo gdje trebaju. Kroz rigorozan razvojni proces stvorili smo sveobuhvatno iskustvo koje pruža odličnu njegu usne šupljine.

## Trokutasti nastavci



Nježnim četkanjem uklonite mrlje pomoću trokutastih nastavaka koji su dizajnirani za učinkovitije uklanjanje mrlja u odnosu na

zaobljena vlakna. Njihov oblik omogućava bolji kontakt s površinom zuba, za učinkovito uklanjanje mrlja.

## Dulja vlakna



Bočna vlakna glave četkice imaju veći doseg i nježno četkaju desni čak i kad ste fokusirani na zube. Vlakna se savijaju, kompenzirajući eventualni suvišan pritisak.

## Pouzdanu sonično četkanje



Četkanjem uklonite naslage zahvaljujući soničnoj tehnologiji – naš standard u učinkovitom i nježnom čišćenju. Dok četkate, do 62 000 pokreta vlakana i dinamično usmjeravanje tekućine pomažu vlaknima očistiti teško dostupna područja, ostavljajući izvanredan osjećaj svježine i čistoće u vašim ustima.

## Dizajnirali stručnjaci



Ova višenamjenska glava četkice krajnji je rezultat našeg najtemeljitijeg istraživanja i razvoja dosad. U nju smo pretočili znanja stomatologa, stručnjaka za njegu usne šupljine, inženjera i dizajnera zahvaljujući kojima smo realizirali ovu sveobuhvatnu glavu četkice.

## Jednostavna upotreba

Glava četkice A3 Premium All-in-One savršeno pristaje na dršku Philips Sonicare na koju se postavlja pritiskanjem (pogledajte popis u nastavku). Jednostavno je postavite i skinite, za laganu zamjenu i čišćenje.

## Zamjena glave četke



Učinkovitost glava četkice opada nakon 3 mjeseca uporabe, ali BrushSync će vas podsjetiti prije nego što dođe do toga. Četkica s podrškom za BrushSync prati vašu uporabu i obavijestit će vas kad dođe vrijeme za zamjenu.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

**Krutost vlakana:** Srednja

**Boja:** Crna

**Pametno prepoznavanje glave četkice**

**Materijal glave četkice:** Meke, fleksibilne gumene bočne strane

**Vlakna kao podsjetnik:** Plava boja vlakana blijedi

**Veličina:** Standardna

## Kompatibilnost

**Sustav glave četkice:** Postavljanje pritiskanjem  
**Odgovara sljedećim modelima:** 2 Series za kontrolu naslaga, 2 Series za zaštitu od naslaga, 2100 Series, 3 Series za zdravlje desni, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, za djecu, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Serija 1100, Serija 3100  
**Ne podržava:** Philips One, Essence

## Predmeti u kompletu

**Glave četkice:** 4 A3 Premium All-in-One

## Kvaliteta i radne značajke

**Zamjena dijelova:** Svaka 3 mjeseca

**Testirano:** radi postizanja optimalne uporabe



\* u usporedbi s običnom četkicom za zube

\*\* u načinu rada Clean u odnosu na običnu četkicu za zube; izmjerio MGI u 6. tjednu.

\*\*\* u laboratorijskom testiranju, u usporedbi s običnom četkicom za zube

\*\*\*\* Na temelju inicijalnih laboratorijskih istraživanja