

Lot de 2 + blanc + têtes de brosse à dents soniques

## **S2 Sensitive**

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès en 6 semaines

Des gencives jusqu'à 5 fois plus saines en 6 semaines

Poil ultra souple

Compatible avec tous les manches Sonicare, sauf Philips One et Kids



HX6052/10

# Brossage doux et efficace

A remplacer tous les 3 mois pour des résultats optimaux

La tête de brosse S2 Sensitive est spécialement conçue pour les dents et les gencives sensibles. Les brins ultra-fins assurent un nettoyage efficace et un brossage en douceur. 70 % du plastique utilisé dans cette tête de brosse est d'origine biologique\*

### Facile à utiliser

- Pour toujours savoir quand remplacer votre tête de brosse
- Prête à être connectée à votre manche Sonicare

### **Hautes performances**

- 70 % de plastique biosourcé\*
- Efficacité prouvée et douceur extrême

#### Conçue pour les dents et gencives sensibles

- Des gencives jusqu'à 5 fois plus saines en 6 semaines\*\*\*
- Plus douce sur les dents et les gencives
- Élimine 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès\*\*

# Points forts

#### **Brins ultra-fins**



Avec les brins les plus fins de toutes les têtes de brosse Sonicare (0,1 mm), la tête de brosse S2 Sensitive offre un brossage doux et efficace.

#### **Un design ultra-doux**



Avec plus de 3 000 brins ultra-fins, la tête de brosse est spécialement conçue pour offrir un nettoyage ultra-doux mais efficace qui élimine 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès\*\*.

# Prenez encore mieux soin de vos gencives



Lorsque vous vous brossez les dents, les brins ultra-souples brossent délicatement le sillon gingival, pour une meilleure santé gingivale en seulement six semaines.

### **Utilise du plastique biosourcé**



Nous nous efforçons de réduire l'utilisation de plastique issu d'énergies fossiles dans nos produits. C'est pourquoi 70 % du plastique utilisé dans cette tête de brosse est biosourcé\*.

#### **Une brossage Sonicare fiable**



Obtenez toujours les meilleures performances de nettoyage grâce à la technologie sonique avancée de Philips Sonicare. Grâce à ses brins ultra-doux, la tête de brosse S2 Sensitive est cliniquement prouvée pour éliminer efficacement la plaque dentaire, tout en préservant vos gencives.

## Indicateur de remplacement



Les têtes de brosse deviennent moins efficaces après trois mois d'utilisation. Grâce à la technologie BrushSync, vous serez averti avec précision lorsqu'il faudra remplacer votre tête de brosse, en fonction de vos habitudes de brossage.

#### Clipsable



Cette tête de brosse clipsable s'adapte parfaitement à votre manche Philips Sonicare (consultez la liste ci-dessous). Sa conception clipsable facilite considérablement le nettoyage et le remplacement de la tête. Lot de 2 + blanc + têtes de brosse à dents soniques

HX6052/10

# Caractéristiques

#### **Design et finition**

Souplesse des brins: Ultra-souple

Couleur: Blanc

Brins avec indicateur d'usure: Les brins bleus se

décolorent Taille: Standard

Reconnaissance intelligente de la tête de brosse

#### Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable
Compatible avec ces modèles: Série 2 Plaque
Defense, Série 2 plaque defense, Série 3
Gum Health, DiamondClean,
DiamondClean 9000, DiamondClean Smart,
EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults,
FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum
Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,
HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900,

ProtectiveClean, Série 1100, Série 3100, Séries 2100

Ne convient pas aux: Philips One, Essence

#### **Accessoires inclus**

Têtes de brosse: 2 têtes de brosse S2 Sensitive

#### **Qualité et performance**

Remplacement: Tous les 3 mois Testé: pour une utilisation optimale

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

commerciales sont la propriété de

Koninklijke Philips N.V. ou de leurs

détenteurs respectifs.

modification sans préavis. Les marques

Date de publication 2024-12-09 Version: 10.10.2

EAN: 87 20689 02012 1





<sup>\*</sup> attribué à cette tête de brosse sur la méthode du bilan massique

<sup>\* \*</sup> par rapport à une brosse à dents manuelle en 6 semaines

<sup>\* \*\*</sup>Par rapport à une brosse à dents manuelle