

PHILIPS

Standard Sonic
fogkefefej

A3 Premium All-in-One

6 db-os csomag

Normál méretű

Rápattintható

BrushSync módpárosítás



HX9096/10



Egy kefefej a tökéletes ápoláshoz

Kompromisszumok nélküli tisztítás

Az A3 Premium All-in-One kefefej az egyetlen, amelyre a tisztább, fehérebb fogakhoz*** és egészségesebb ínyhez szüksége van. Ez a kefefej 20-szor több lepedéket távolít el*, akár 100%-kal csökkenti a lerakódást**, és akár 15-ször egészségesebb ínyt eredményez 6 hét alatt**

Designed around you

- Szakértők által az Ön igényeihez tervezve
- Az Ön mosolyához tervezett sörteforma

Intuitive in every way


- Csere-émléktetővel a lehető leghatékonyabb tisztításért
- Rápattintható kialakítás a kefefej egyszerű cseréjéhez

Premium performance

- Akár 20-szor több lepedéktávolítás, még a nehezen elérhető területekről is*
- Akár 15-ször egészségesebb fogíny mindössze két hét után**
- Akár 100%-kal több folteltávolítás alig két nap alatt***
- Szónikus tisztítás: a hatékony fogmosás magasiskolája

Fénypontok

Döntött sörték




Éljen az általunk kínált leghatékonyabb lepedékeltávolítással**** a fogmosás módjától függetlenül. A Premium All-in-One kefefej pontos dőléssel rendelkező sörtéit úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb lepedéket tudja eltávolítani.

Lekerekített kialakítás



Az ívelt kialakítás segítségével a sörték pontosan oda érnek el, ahová szükséges. A szigorú fejlesztés során olyan univerzális gyakorlatot alkottunk meg, amely biztosítja a kivételes szájápolást.

Háromszög alakú sörtevégek



Gyengéden távolítja el az elszíneződéseket a háromszög alakú sörtevégekkel, melyek még eredményesebbek a lekerekített sörtékhez

képest. Az alakjuknak köszönhetően jobban érintkeznek a fogak felszínével, így hatékonyan távolítják el a lerakódásokat.

Hosszabb sörték



A fogkefefej hosszabb szálú oldalsórtéi gyengéden tisztítják a fogínyt, még akkor is, ha Ön a fogakra helyezi a hangsúlyt. A rugalmas sörték segítenek ellensúlyozni a túl erős nyomást.

Megbízható szónikus tisztítás



Távolítsa el a lepedéket a szónikus technológiával – amely etalon a hatékony és gyengéd fogtisztításban. Fogmosás közben a sörték által tett akár 62 000 tisztítómozdulat és a dinamikus folyadékos tisztítás segítenek megtisztítani még a nehezen elérhető területeket is, így biztosítva a szájbán a rendkívüli frissesség és tisztaság érzését.

Szakértők által tervezve



Az univerzális fogkefefej a legszélesebb körű kutatási és fejlesztési folyamatunk terméke. Kombináltuk a fogászati szakemberek, a szájhygiéniai szakértők, a mérnökök és a tervezők ismereteit, így alkottuk meg ezt a sokoldalú kefefejet.

Egyszerű használat



Az A3 Premium All-in-One kefefej tökéletesen illeszkedik a Philips Sonicare rápattintható markolatára (ld. az alábbi listát). A csere és a tisztítás csak egyszerű pattintást igényel.

Csere kefefej



A kefefejek 3 havi használat után kevésbé lesznek hatékonyak, de a BrushSync funkció emlékeztetni fogja Önt, mielőtt ez bekövetkezne. A BrushSync-támogatású fogkefe érzékeli a használatot és figyelmeztet, ha eljött az ideje a cserének.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

Érezhetően kemény sörték: Lágyfényű

Szín: Fehér

Intelligens kefefej-felismerés

Kefefej anyaga: Gumiból készült puha, rugalmas oldalak

Emlékeztető sörték: A sörték kék színe elhalványul

Méret: Standard

Kompatibilitás

Fogkefefej rendszer: Rápattintható

A következő típusokhoz:: 2-es sorozatú lepedékeltávolító, 2-es sorozatú védelem a lepedék ellen, 3-as sorozatú fogínyápoló, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+,

PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean
Nem alkalmas a következőkhöz:: Philips One, Essence, Kids

Tartozékok

Kefefejek: 6 A3 Premium, univerzális

Minőség és teljesítmény

Csere: 3 havonta

Tesztelve: Lepedék- és lerakódáseltávolítási szint



* egy kézi fogkeféhez képest

** Clean (Tisztítás) módban, a kézi fogkefékhez képest; 6 hét használatot követően mérve, az MGI által végzett mérés alapján.

*** laboratóriumi teszt alapján egy kézi fogkeféhez képest

**** Kezdeti laboratóriumi tanulmányok alapján