

PHILIPS

sonicare

מברשת שיניים חשמלית
סונית עם אפליקציה

DiamondClean Smart
9400

אימון מותאם אישית

חיישנים חכמים של ראש המברשת

זיהוי חכם של ראש מברשת

ארבעה מצבים, שלוש עוצמות

HX9917/89



הטיפול המלא לפה בריא יותר

תחושת ביטחון עם 100% כיסוי

היא מברשת השיניים הטובה ביותר שלנו, לטיפול מלא. ארבעת ראשי מברשת בעלי הביצועים הגבוהים מאפשרים לך DiamondClean Smart 9400 להתמקד בכל תחומי בריאות של חלל הפה, וטכנולוגיית שלנו מעניקה לך משוב והדרכה בהתאמה אישית Smart Sensor.

שיפור מוכח לבריאות חלל הפה

- מסירה עד פי 20 יותר פלאק* לניקוי עמוק

הדרכה מותאמת אישית באפליקציה להברשה מושלמת

- לוקחת אותך בחזרה לנקודות שפספסת לכיסוי של 100%
- מודיע לך אם הלחיצה שלך חזקה מדי
- התחל לטפל בצורה טובה יותר באזורים בעייתיים
- מנחה אותך בצחצוח ומדגיש אזורים שפספסת
- מנחה אותך לצמצום השפשופים

הפוך את הצחצוח לטוב יותר

- ראשי מברשת בוחרים אוטומטית את ההגדרות המיטביות
- בחר מבין 4 מצבים ו-3 הגדרות עוצמה
- טעינה קלה ומסוגגנת - לבית ולחוץ
- ודא שאתה מקבל את המרב מראש המברשת


Highlights

שלום ולא להתראות לפלאק




כדי ראש המברשת G3 Premium Plaque Control לחץ על ראש המברשת לחוות את הניקוי העמוק ביותר שלנו. הודות לצדדים גמישים ורכים, הויפים מותאמים לצורת פני השטח של כל שן כדי לספק מגע שטח גדול פי 4** ולהסיר עד פי 20 יותר פלאק מאזורים *שקשה להגיע אליהם.

מצבים, 3 הגדרות עוצמה 4




תוכל לקבל את הכל, 3 הגדרות DiamondClean Smart עם העוצמה שלנו מאפשרות לך לשפר את הניקוי ו-4 המצבים שלנו White+, לניקוי יומי מיוחד Clean יכסו את כל צורכי הניקוי; מצב Gum-לניקוי עמוק ומרענן ו-Deep Clean+, להסרת כתמים Health כדי לנקות בעדינות את קו החניכיים.

לעולם לא תפספס נקודה




מאפשרת לך לדעת מתי השגת ניקוי Philips Sonicare אפליקציית יסודי ומדריכה אותך להיות מצחצח טוב יותר ובעל תשומה לב רבה יותר.

התכונה TouchUp




TouchUp אם תפספס נקודה בזמן שאתה מצחצח שיניים, התכונה של האפליקציה תראה לך. לאחר מכן תוכלו לחזור אליה ולהיות בטוח שקיבלת ניקוי מלא בכל פעם.

תזכורות החלפה חכמות




ראשי מברשת מתבלים לאורך זמן והופכים ליעילים פחות בהסרת פלאק. בעזרת זיהוי חכם של ראשי מברשת לעולם לא תאבד את הזמן הנכון להחליף את ראש המברשת. מברשת השיניים תעקוב אחר כמות הזמן והחוזק שצחצחת עם כל ראש מברשת, ותראה לך מתי הגיע הזמן להחליף. באפשרותך גם לנטר את משך החיים של ואפילו להזמין Philips Sonicare ראשי המברשת באפליקציה החלפתו כדי שלעולם לא ייגמרו לך.

מיקוד אזורים והגדרת יעדים



האם יש אזורים בעייתיים כלשהם שרופא השיניים שלך הצביע עליהם? אנחנו נדגיש אותם במפה תלת-ממדית של הפה באפליקציה ונזכיר לך להקדיש תשומת לב נוספת לאזורים אלה.

רמת לחץ גבוהה מדי?




DiamondClean ייתכן שלא תבחין אם אתה מצחצח חזק מדי, אך ישים לב. אם אתה משתמש בלחץ רב מדי, טבעת האור Smart בקצה הידית תבהב. זוהי תזכורת עדינה לשחרר את הלחץ ולאפשר לראש המברשת לעשות את העבודה. 7 מתוך 10 מצאו שתכונה זו סייעה להם להפוך למברשיים טובים יותר.

הדרך הקלה היא הטובה ביותר



בעזרת מברשת שיניים חשמלית, אתה נותן למברשת לעשות את העבודה. בנינו חיישן שפשוטים בידית כתזכורת עדינה להפחתת השפשופים. בדרך זו תוכל לשפר את הטכניקה שלך ולקבל ניקוי עדין ויעיל יותר.

BrushSync חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית



באיזה מצב ובאיזו עוצמה להשתמש? כבר לא צריך להתלבט. שבב במה DiamondClean Smart-בראש המברשת שלך מודיע ל השתמשת. בלחיצה על ראש המברשת לטיפול בחניכיים, לדוגמה מברשת השיניים תדע לבחור את המצב והעצימות המיטביים כדי לספק טיפול עדין אך יעיל עבור החניכיים. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על לחצן ההפעלה.

Specifications

קישוריות

אפליקציית הברשה מחוברת: Bluetooth® טכנולוגיה אלווירית

חשמל

מתח: 110-220 V

מפרט טכני

סוללה: נטענת

***משך הפעלה (ממלא עד לריק): 14 יום

סוג סוללה: ליתיום-יון

עיצוב וגימור

צבע: שחור

שירות

אחריות: אחריות מוגבלת לשנתיים

תאימות

או חדש יותר Android OS 8.0 -תאימות ל

או חדש יותר iOS 13.0 ב-iPhone מכשירי iOS-תאימות ל

קל לשימוש

ידית: עיצוב ארגונומי דק

מחווון סוללה: הסמל המואר מציין את יתרת המתח בסוללה

תאימות הידית: ראשי מברשת בלחיצה קלה

זיהוי ראש מברשת: מסתכרנת עם מצב מיטבי

תזכורת החלפה: כדי תמיד להבטיח את התוצאות הטובות ביותר,

סמל תזכורת מואר

הפריטים הכלולים

G3 הכל באחד, Premium Brush Head 1 ראשי מברשת: 1

Premium Gum Care

1: DiamondClean Smart ידית

USB נרתיק לנסיעות: נרתיק לנסיעות עם טעינת

מטען כוס: 1

ביצועי ניקוי

*ביצועים: מסירה עד פי 20 יותר פלאק

מהירות: עד 62,000 תנועת מברשת לדקה

BrushPacer ו-SmarTimer: טיימר

משוב על לחץ: הטבעת מאירה בסגול, אחיזה רוטטת כדי להתריע

למשמש

TouchUp: מבטיחה כיסוי של 100%

מצבים

עוצמות: נמוכה, בינוני, גבוה 3

ניקוי: לניקוי יומיומי מיוחד

+Deep Clean: לניקוי עמוק ומרענן

בריאות חניכיים: לניקוי עדין ויעיל של החניכיים

+White: להסרת כתמים ממשטחים

Brushsync חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית

Gum ראש מברשת: מתחברת למצב G3 Premium Gum Care

Health

Clean הכל באחד: מתחברת למצב Premium

טכנולוגיית חיישנים חכמה

חיישן לחץ: מתריעה כאשר ההברשה חזקה מדי

חיישן מיקום: עוקבת אחר הכיסוי ומשפרת אותו

חיישן שפשופים: מדריך להפחתת שפשופים

מפה תלת-ממדית של הפה: מדגישה אזורים בעייתיים

TouchUp: לטיפול בנקודות מפוספסות

תמיכה בתוכנה

עדכוני תוכנה: חברת פיליפס מציעה עדכוני תוכנה רלוונטיים

לתקופה של שנתיים מתאריך הרכישה

