

# PHILIPS

## sonicare

Spazzolino elettrico  
sonico con app

DiamondClean  
Smart 9400

Coaching personalizzato

Sensori intelligenti della testina

Riconoscimento intelligente  
testina

4 modalità, 3 intensità

HX9917/90



## Igiene orale completa per una bocca più sana

Ottieni la sicurezza di una pulizia completa

DiamondClean Smart 9400 è il nostro miglior spazzolino per un'igiene orale completa. La testina ad alte prestazioni ti permette di dedicarti a tutti gli aspetti della tua igiene orale, mentre la tecnologia Smart Sensor ti consente di ricevere feedback e coaching personalizzati.

### È stato dimostrato che migliora la salute orale

- Rimuove fino a 10 volte più placca\* per una pulizia profonda

### Coaching personalizzato per una pulizia perfetta

- Ti aiuta a ridurre lo sfregamento
- Ti aiuta nello spazzolamento e ti segnala le zone tralasciate
- Indica eventuali punti tralasciati per una copertura del 100%
- Prenditi maggiore cura delle zone problematiche
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza

### Pulizia ottimale

- Assicurati di ottenere il massimo dalla testina
- Ricarica in modo semplice ed elegante a casa e fuori
- Le testine selezionano automaticamente le impostazioni ottimali
- Scegli tra 4 modalità e 3 impostazioni di intensità


# In evidenza

## Puoi dire addio alla placca




Inserisci la testina G3 Premium Plaque Control per provare la nostra pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia\*\* e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere\*.

## 4 modalità, 3 impostazioni di intensità




DiamondClean Smart ti consente di ottenere prestazioni ottimali. Le nostre 3 impostazioni di intensità ti garantiscono risultati migliori e le nostre 4 modalità soddisfano tutte le tue esigenze in fatto di pulizia: modalità Clean, per un'eccezionale pulizia quotidiana, Deep Clean+, per una pulizia rinvigorente e profonda, e Gum Health, per una pulizia delicata lungo il bordo gengivale.

## Non tralasciare nessun punto




Grazie all'app Philips Sonicare saprai quando hai raggiunto una pulizia profonda e riceverai istruzioni per spazzolare in maniera più consapevole.

## Funzione TouchUp




Se durante la pulizia dei denti ti capita di tralasciare alcuni punti, la funzione TouchUp dell'app te li indicherà. In questo modo potrai effettuare una seconda passata per assicurarti di ottenere una pulizia completa ogni volta.

## Promemoria intelligente per la sostituzione della testina




Le testine si usano nel tempo e diventano meno efficaci nel rimuovere la placca. Grazie al riconoscimento intelligente della testina saprai sempre quando è necessario sostituire la testina. Il tuo spazzolino monitora per quanto tempo e con quale intensità hai utilizzato ciascuna testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. È inoltre possibile monitorare la durata delle testine nell'app Philips Sonicare e persino ordinare testine di ricambio, così non resterai mai senza.

## Zone specifiche e obiettivi



Il tuo dentista ha segnalato zone problematiche? Le indicheremo nell'app sulla mappa in 3D del cavo orale e ti ricorderemo di prestare particolare attenzione a queste zone.

## Pressione eccessiva?




Nel caso in cui stia esercitando troppa pressione, DiamondClean Smart se ne accorgerà e l'anello luminoso all'estremità del manico lampeggerà. Si tratta di un promemoria per diminuire la pressione e lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

## Detto fatto



Con uno spazzolino elettrico, puoi lasciare che la testina effettui la pulizia. Abbiamo creato un sensore nel manico che ti ricorda di ridurre lo sfregamento. In questo modo, puoi migliorare la tua tecnica e ottenere una pulizia più delicata ed efficace.

## Associazione con modalità BrushSync



Non sai quale modalità e intensità utilizzare? Nessun problema. Un microchip nella testina indica a DiamondClean Smart quale stai utilizzando. Pertanto, se inserisci ad esempio una testina Gum Care, lo spazzolino selezionerà la modalità e l'intensità ottimali per ottenere una pulizia delle gengive delicata ma efficace. Ti basterà premere il pulsante di accensione.

# Specifiche

## Connettività

**Tecnologia wireless Bluetooth®:** App per la pulizia denti connessa

## Assorbimento

**Voltaggio:** 110-220 V

## Specifiche tecniche

**Autonomia (da completamente carica a scarica):** 14 giorni\*\*\*

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

## Aspetto e rifiniture

**Colore:** Grigio

## Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

## Compatibilità

**Compatibilità Android:** Sistema operativo Android 8.0 o versione successiva

**Compatibilità iOS:** iPhone con iOS 13.0 o versione successiva

## Facilità d'uso

**Compatibilità del manico:** Testine ad aggancio semplice

**Indicatore di stato della batteria:** L'icona

illuminata indica la durata della batteria

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Riconoscimento della testina:** Si sincronizza con la modalità ottimale

**Avviso di sostituzione:** Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

## Accessori inclusi

**Testine:** 1 testina Premium All in-1, 1 G3

**Premium Gum Care**

**Manico:** 1 DiamondClean Smart

**Custodia da viaggio:** Custodia di ricarica USB

**Caricatore in vetro:** 1

## Prestazioni di pulizia

**Velocità:** Fino a 62000 movimenti/min

**Prestazioni:** Rimuove fino a 10 volte più placca\*

**Timer:** BrushPacer e SmarTimer

**Feedback sulla pressione esercitata:** L'anello luminoso si illumina in viola, Vibrazione del manico per avvertire l'utente

**TouchUp:** Garantisce il 100% di copertura

## Modalità

**3 intensità:** Bassa, Media, Alta

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Deep Clean+:** Per una pulizia profonda

**Gum Health:** Per una pulizia delicata ma efficace delle gengive

**White+:** Per rimuovere le macchie superficiali

## Associazione con modalità BrushSync

**Testina Premium Gum Care G3:** Associazione con la modalità Gum Health

**Premium All-in-One:** Associazione con la modalità di pulizia

## Tecnologia con sensore di movimento intelligente

**Sensore di pressione:** Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

**Sensore di localizzazione:** Monitora e migliora la copertura

**Sensore di spazzolamento:** Guida per ridurre lo sfregamento

**Mappa 3D del cavo orale:** Indica le zone problematiche

**TouchUp:** Per tornare sui punti trascurati

## Supporto software

**Aggiornamenti software:** Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

