

PHILIPS

Фотоепилатор за
обезкосмяване със SenselQ

Lumea IPL 8000 Series

Сензор SmartSkin

2 интелигентни приставки: за тяло и
лице

Приложение Lumea IPL

Използване със захранване от ел.
мрежа



BRI945/00



Съобразено изцяло с Вас със SenselQ

Насладете се на гладка кожа без косъмчета за 12 месеца*

Възползвайте се от бързо и персонализирано третиране с Lumea IPL от серия 8000. Технология SenselQ с интелигентни приставки и приложение Lumea IPL за дълготрайно гладка кожа.

Нежен и ефективен за дълготрайно гладка кожа

- Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати
- Разработен с помощта на дерматолози, за да бъде лесен и ефективен
- Изключително дълъг кабел за допълнителна гъвкавост при третиране

Пълно решение за лицето и тялото

- Пълно решение за лицето и тялото с 2 интелигентни приставки
- Подходящ за повечето тонове на кожата и цветовете на косъма

Персонализирано третиране с IPL обезкосмяване

- Нежен и удобен със SenselQ
- Оптимизирайте процедурите си с приложението Philips Lumea IPL

Акценти

2 пъти на месец за бързи резултати



На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.

Технология SenselQ



Lumea от серията 8000 има пет леснорегулируеми настройки на светлината. Нашият сензор SmartSkin прочита тона на кожата ви и ви помага да намерите най-удобната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането за всяка област на тялото.

Изключително дълъг кабел



Удобен за използване благодарение на изключително дългия кабел за лесен достъп и подобрена маневреност.

2 smart attachments



Специално проектираните приставки перфектно пасват на извивките на тялото ви и задействат най-ефективните програми за всяка област на тялото, когато са свързани. Лице: плосък дизайн и малък прозорец с UV филтър. Тяло: извити навътре с голям прозорец.


Разработено с помощта на дерматолози



Като лидер в областта на здравните технологии, Philips разработи Lumea IPL в консултация с дерматолози – за лесно и ефективно използване в

безопасността на Вашия дом. Благодарение на технологията, използвана в професионалните салони, Lumea IPL предлага нежно третиране – дори и на чувствителни зони.

Приложение Philips Lumea IPL



Нашето безплатно приложение за насоки ви помага да планирате и да се придържате към графика си за третиране, след което ви ръководи стъпка по стъпка при всяка сесия. Изтеглено от повече от 2,1 милиона потребители.

За повечето типове кожа и косми



Фотоепилаторът се нуждае от контраст между пигмента в цвета на косъма и пигмента в тона на кожата, поради което е ефективен при естествено тъмнорус, кафяв и черен косъм и при тонове на кожата от светла до тъмнокафява (I – V).

Спецификации

Технически спецификации на приставките

Приставка за третиране на тялото: Форма: изпъкнала извивка, Прозорец с размер: 4,1 см2, Персонализирано третиране на тялото: крака, ръце и стомах

Приставка за третиране на лицето: Форма: плоска, Прозорец с размер: 2 см2, допълнителен филтър, Персонализирано третиране на лицето: горна устна, брадичка и челюст

Безопасност и регулируеми настройки

Вграден UV филтър: Предпазва кожата от UV светлината

5 настройки за светлинната енергия: Регулируеми според вашия тип кожа

Вградена система за безопасност: Предотвратява

случайното генериране на импулс

Сензор SmartSkin: Индикация за правилната настройка по желание

Режим на приложение

Плъзгане и импулс: За бързо приложение

Прилагане и импулс: За третиране на малки зони

Употреба с кабел/без кабел: Използване със захранване от ел. мрежа

Технически спецификации

Напрежение: 100-240 V

Лампа с високи работни характеристики: Създаден, за да издържи, осигурява 450 000 импулса, еквивалентни на 39 години живот на лампата**

Сервизно обслужване

Гаранция: 2-годишна гаранция + 1 допълнителна година гаранция при регистрация на продукта в рамките на 90 дни

Включени артикули

Инструкции за употреба: Ръковод, за потребителя

Съхранение: Козметична чантичка

Адаптер: 19,5 V/4000 mA

Време на приложение

Долна част на ръцете: 2,5 мин

Бикини линия: 2 мин

Зони на лицето: 1,5 мин

Долни части на краката: 8,5 мин



* Средно намаляване на окосмяването след 12 третираня: 86% на подбедрицата, 70% на бикини зоната, 67% на подмишниците
* * При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips