

PHILIPS

sonicare

ソニックアーク プロテクト
クリーン<プレミアム>

ProtectiveClean 5100

過圧防止センサー機能
3つのモード



HX6857/31

美しい歯と歯ぐきを、この一本で守る

約 1 週間*¹で歯に自然な白さをもたらします。

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。 *¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／
2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

お口の健康を推進

- 手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去*²
- やさしくブラッシング

使いやすさ重視の設計

- カドペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）

新機能

- 音波水流
- 過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラッシングを最適化

- お好みの磨き方が選べる

歯ぐきを保護

- 歯ぐきにかかる過剰な圧力を吸収する G3 ブラシヘッド

特長

G3 プレミアムガムケアブラシヘッド




ジェルに包まれた G3 プレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきや歯にかかる過剰な圧力をやさしく吸収し、最適な歯磨き体験を実現。丸みを帯びた毛先がアーチを描くように配置されているため、毛先の接触面が増え、歯ぐきを守りながら効果的に磨くことができます。

しっかり歯垢除去



密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去*2します。*2 ホワイトプラスブラシヘッド、あるいはクリーンプラスブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ

お好みの磨き方が選べる



3つのモードから、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的で

す。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

過圧防止センサー機能



過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサー


が、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎると感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラッシング圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

カドペーサー機能



カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをピープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にきまなくブラッシングするサポートをします。

ProtectiveClean 5100

ソニックアーク プロテクトクリーン<プレミアム>

HX6857/31

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

使用時間: 約 2 週間

バッテリー: 充電式

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ホワイトミント

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間*

内容・付属品

ハンドル: プロテクトクリーン 1 本

ブラシヘッド: G3 プレミアムガムケア 1 本, C2 クリーンプラス 1 本

充電器: 1

洗浄性能

性能: 菌垢を除去

健康上の利点: 菌垢を除去, 菌垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

過圧防止センサー機能: ハンドルの振動が変化してお知らせ

モード

クリーン: 歯をキレイに

ガムケア: 歯ぐきをケア

ホワイト: 自然な白さへ

スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期がわかります

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

