

PHILIPS

sonicare

Стандартни глави за
звукова четка за зъби

A3 Premium All-in-One

4 бр. в опаковка

Стандартен размер

Поставяне с щракване

Активирана BrushSync



HX9094/10

Една глава с четка за цялостна грижа

Почистване без компромиси

Главата с четка A3 Premium "всичко в едно" е единственото нещо, от което се нуждаете, за да постигнете по-чисти, по-бели зъби*** и по-здрави венци. Тази глава с четка предоставя 20 пъти повече премахване на плака*, до 100% намаляване на оцветяването** и до 15 пъти по-здрави венци само за 2 седмици**

Designed around you

- Създадена от експерти за вас
- Формата на косъмчетата е създадена за вашата усмивка

Intuitive in every way


- Напомнанията за замяна поддържа най-доброто ниво на почистване
- Дизайн за поставяне с щракване за лесна замяна на главата за четка

Premium performance

- До 20 пъти по-добро отстраняване на плаката от труднодостъпните зони*
- До 15 пъти по-здрави венци само за две седмици**
- До 100% по-голямо намаляване на петна за по-малко от два дни***
- Звуково миене на зъби: Майсторски урок за ефективно почистване

Акценти

Извити косъмчета




Възползвайте се от най-доброто премахване на плака**** независимо от стила ви на миене на зъби. Главата с четка Premium "всичко в едно" има прецизно извити косъмчета, които са създадени да увеличат възможността за премахване на плака.

Заоблена форма




Извитият профил помага на косъмчетата да отидат точно там, където трябва да бъдат. Чрез високотелна разработка ние създадохме продукт "всичко в едно", който предоставя изключителна грижа за устната хигиена.

Триъгълни върхове



Нежно измийте петната с триъгълните върхове, създадени да премахват петната по-ефективно от заоблените косъмчета. Формата позволява повече контакт с повърхността на зъбите ви за по-ефективно премахване на петна.

По-дълги косъмчета



Страничните косъмчета на главата с четка за допълнително достигане нежно почистват линията на венците дори когато сте фокусирани върху миене на зъбите. Косъмчетата също така се огъват, за да компенсират допълнителния натиск.

Звуково миене на зъби, на което можете да се доверите



Отстранете плаката със звукова технология – нашият еталон за ефективно и нежно почистване. Докато миете зъбите си, до 62 000 движения на косъмчета и динамично действие на течността помагат за почистване дори на труднодостъпни места, оставяйки устата ви да се чувства изключително свежа и чиста.

Създадена от експерти



Тази глава с четка "всичко в едно" е продуктът на нашите най-задълбочени проучвания досега. Ние комбинирахме познанията на професионални

стоматолози, експерти в грижата за устната хигиена, инженери и дизайнери, за да вдъхнем живот на тази цялостна глава с четка.

Лесна употреба



Главата с четка A3 Premium "всичко в едно" пасва идеално на дръжката на Philips Sonicare (моля, вижте списъка по-долу). Просто я поставете и махнете с щракване за лесна смяна и почистване.

Резервна глава за четка



Главите с четка стават по-малко ефективни след 3 месеца употреба, но с BrushSync ще получите напомняне, преди това да се случи. Вашата четка с BrushSync знае как я използвате и ви уведомява когато е време за смяна.

Спецификации

Дизайн и покритие

Усещане на твърдост на косъмчетата: Нежен

Интелигентно разпознаване на главата на четката

Цвят: Бяло

Материал на главата за четка: Меки, гъвкави гумени страни

Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета на сините косъмчета

Размер: Стандартна форма

Съвместимост

Система на главата за четка: Поставяне с щракване

Подходяща за следните модели: 2 серия за контрол на плаката, 2 серия за защита на плаката, Серия 2100, 3 серия за здраве на венците, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, за децата, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean

Не е подходяща за: Philips One, Essence

Включени в комплекта

Глави за четка: 4 A3 Premium "всичко в едно"

Качество и производителност

Резервни части: На всеки 3 месеца

Тествана: за оптимална употреба

